



OFERTAS PROMOCIONALES

Válidas del 2 de mayo al 30 de septiembre de 2019

Pueden adquirir cualquier producto de su interés a través de los distribuidores autorizados de Acteon.

ACTEON

MINIMALLY
INVASIVE
SOLUTIONS



ACTEON

MINIMALLY
INVASIVE
SOLUTIONS

Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre de 2019 inclusive o finalización de existencias.

Precios sin I.V.A. Gastos de envío no incluidos. Precios y especificaciones de este documento pueden ser modificadas por ACTEON sin previo aviso. Las fotografías, según características específicas, pueden no ser idénticas. Precios válidos salvo error tipográfico. Zona de aplicación: España y Portugal. Productos disponibles a través de los depósitos dentales distribuidores de nuestras marcas.

Documento no contractual - Copyright © 2019 ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U. Todos los derechos reservados. Ninguna información o parte de este documento puede ser reproducida o transmitida bajo cualquier forma sin la autorización previa de ACTEON. Fecha de creación: abril'2019.

Los productos sanitarios presentados incluyen el marcaje CE en cumplimiento de la normativa vigente. Los fabricantes de estos productos sanitarios son SATELEC®, SOPRO®, DE GÖTZEN, PRODONT HOLLIGER y PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND (a menos que se indique lo contrario). Leer atentamente las instrucciones que figuran en el etiquetado o en las instrucciones que acompañan a los productos. Todas las informaciones obligatorias solicitadas para un uso correcto de estos productos sanitarios se encuentran en el resumen de características del producto correspondiente. Todos los productos presentados están reservados al uso profesional dental.



IMAGING

Radiología extraoral	X-Mind® Trium.....	5
	X-Mind® Prime.....	6
Radiología intraoral	SOPIX2® y SOPIX3D®.....	8
	PSPIX2®.....	9
	X-Mind® DC.....	10
	X-Mind® Unity.....	11
Cámaras intraorales	SOPRO® 617.....	12
	SOPRO® 717.....	13
	SOPRO CARE®.....	14

EQUIPMENT

Ultrasonidos	Newtron® Booster.....	15
	Newtron® P5 XS B.LED.....	16
	Piezas de mano.....	17
	Insertos.....	18
	Kits de insertos.....	22
Aeropulidores	AIR-N-GO® easy.....	23
	Polvos.....	24
	Aeropulidor AirMax.....	25
	Ultrasonidos + Aeropulidor.....	26
Polimerización	MiniLED™.....	27
Cirugía	Insertos cirugía.....	28
	Servotome®.....	28
	Piezotome® CUBE.....	40
Instrumentación manual	Espejos.....	30
	Microespejos.....	30
	Instrumentos de diagnóstico.....	31
Laboratorio	Discos.....	31
	Mechero de aire caliente.....	32

PHARMA

Higiene	Riskontrol®.....	34
Retracción gingival	Expasyl®.....	36
Contactos.....		39



NUEVO
AIS 3.0

- ▶ **Un solo software** para todos los productos de imagen ACTEON®.
- ▶ **Compatible MAC y PC.**
- ▶ **Adaptado para pequeñas y grandes estructuras** (más de 60 estaciones conectadas simultáneamente).
- ▶ **Interfaz ergonómica** que favorece el diagnóstico y la comunicación con colegas y pacientes.
- ▶ **Medición de la densidad ósea.**



X MIND trium

3D que facilita la osteointegración con medición inmediata del volumen y evaluación de la densidad ósea

- ▶ Evalúe con un clic el volumen y la densidad ósea alrededor del implante.
- ▶ Aumente su tasa de éxito gracias a una resolución de 75 µm.
- ▶ Concéntrese en la zona de interés con una amplia gama de campos de visión.
- ▶ Realice un informe completo e ilustrado en menos de un minuto.

CON LA SEGURIDAD Y APOYO DEL
SERVICIO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA ACTEON

Consulte su
PLAN REMOVE

4 FOVs incluidos



ø 40x40 mm



ø 60x60 mm



ø 80x80 mm



ø 110x80 mm



X-Mind® Trium Pano



X-Mind® Trium Pano 3D



X-Mind® Trium Pano Ceph



X-Mind® Trium Pano Ceph 3D

La huella más pequeña del mercado en Ceph.

CONSULTAR
según
composición

X MIND prime

Es tiempo de un diagnóstico
2D y 3D eficiente.

Panorámico / Cone Beam

El X-Mind® Prime es una solución inteligente que proporciona capacidades de alta tecnología y simplicidad de uso. Esta ingeniosa unidad ofrece todas las herramientas esenciales de diagnóstico 2D y/o 3D en un producto asequible.

- ▶ Diagnóstico con imágenes 2D y/o 3D de gran calidad.
- ▶ Fácil posicionamiento.
- ▶ Diagnóstico global con imágenes panorámicas de alta calidad.
- ▶ Fácil planificación de implantes.
- ▶ **Tamaño mínimo del voxel de 87,5 µm:** obtendrá reconstrucciones detalladas, resaltando los elementos anatómicos más pequeños.



CON LA SEGURIDAD Y APOYO DEL
SERVICIO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA ACTEON

Consulte su
PLAN RENOVE

SOLUCIÓN 3D EFICIENTE AL ALCANCE DE TODOS

El X-Mind® Prime 3D ofrece multitud de programas de adquisición gracias a sus 3 FOV's (de 50x50, 85x50 y 85x93). La configuración y la dosis se ajustan automáticamente.

- ▶ Dentadura completa.
- ▶ Mandíbula simple (maxilar / mandibular).
- ▶ Dientes maxilares y mandibulares.
- ▶ Molares izquierdos / premolares izquierdos).
- ▶ ATM (derecha / izquierda).
- ▶ Senos.


Producto sanitario de clase IIb (IMQ - CE 0051).

CONSULTAR
según
composición

OPTIMICE EL ESPACIO DENTRO DE SU CONSULTORIO

Solución inteligente montada en pared:

- ▶ Ser compacto es la clave. El X-Mind® Prime ahorra espacio con su sistema de montaje en la pared. Sin huella en el suelo, el X-Mind® Prime reducirá su valioso espacio de trabajo dentro de su clínica.
- ▶ Instalación rápida.



NUEVO

ELIJA LA UNIDAD QUE SE AJUSTE MEJOR A SUS NECESIDADES CLÍNICAS



X-MIND® PRIME 3D

- ▶ Solución CBCT que proporciona imágenes panorámicas y 3D.



X-MIND® PRIME 2D

- ▶ Solución panorámica únicamente.





SOPIX²



Una imagen de calidad desde el primer disparo con un tiempo mínimo de exposición.

~~5.662,00 €~~
4.539 €

Ref. S00560

SOPIX² proporciona una calidad de imagen excepcional, 25 pl/mm, utilizando las mejores tecnologías disponibles.

Sensor SOPIX² Talla 1.

- ▶ Obtenga imágenes contrastadas aprovechando un diagnóstico más fiable gracias a la tecnología **FIBER** 2 PIXEL.
- ▶ Proteja las imágenes de la sobreexposición con la tecnología **Ace** technology.
- ▶ Ahorre tiempo con un sensor que siempre está listo para usar.
- ▶ Compatible con todos los softwares de imagen.

SOPIX^{SD}

~~4.255,10 €~~
3.417 €

Ref. S00901

Con su reconocida calidad y fiabilidad, el SOPIX^{SD} ofrece una imagen de buena resolución, 20 pl/mm, a un precio muy asequible.

Sensor SOPIX^{SD} Talla 1.



PSPiX²

6.931,30-€

5.390 €

Ref. S7020001

El escáner personal de radiología intraoral.

- ▶ Diseño compacto y de fácil acceso: el escáner de placas de fósforo más pequeño del mercado.
- ▶ Gran calidad de imagen y placas muy flexibles.
- ▶ Concepto exclusivo de "Clic & Scan".
- ▶ Para un uso personal o un entorno "multiusuario", ya que puede ser compartido hasta en 10 puestos de trabajo.



**2 FIBER
PIXEL**



Dotado de 4 placas de fósforo (2 x talla 1 y 2 x talla 2), 200 fundas higiénicas (100 x talla 1 y 100 x talla 2), 1 portaplacas y 1 lápiz para pantalla táctil.



PSPiX²: Producto sanitario de clase I. Fabricante: SOPRO® Grupo ACTEON (Francia).

Placas de imagen: Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SOPRO® Grupo ACTEON (Francia).

X MIND DC

Generador de rayos X intraoral de alta frecuencia.

- ▶ Imágenes de alta calidad.
- ▶ Punto focal de 0,7 mm.
- ▶ Ajuste de tensión: 60 o 70 kV.
- ▶ Selección de corriente: 4 u 8 mA.
- ▶ Tiempo de exposición mínimo: 0,02 seg.
- ▶ Centralita programable y personalizable.
- ▶ Permite comandar dos generadores de rayos X con una sola centralita.
- ▶ Posicionamiento preciso y flexible.



Con prolongación 40 u 80 cm.

3.359,60 €
2.601 €

Producto sanitario de clase IIb (IMQ - CE 0051). Fabricante: DE GÖTZEN Grupo ACTEON (Italia).

X MIND unity

**Generador de rayos X
intraoral de alta frecuencia.**

Imagen nítida y contrastada.

- ▶ Ofrece un punto focal de 0,4 mm.
- ▶ Propone varios ajustes:
 - Tensión anódica (60, 65 o 70 kV).
 - Corriente anódica (de 4 a 7 mA).

Estos parámetros aseguran una **imagen nítida y contrastada** con contornos perfectamente definidos.



Con prolongación 40 u 80 cm.


3.999,30 €
3.152 €

Además, gracias a sus mecanismos antivibración y antimovimiento, se sorprenderá de la facilidad y de la estabilidad al posicionar el X-Mind® Unity.

- ▶ Movimiento fluido, sin ningún esfuerzo.
- ▶ Se asegura un posicionamiento libre de deriva durante una exploración.
- ▶ Con anclaje superior o inferior.

SOPRO 617

La simplicidad en la palma de la mano

- ▶ Forma redondeada y dimensiones extremadamente reducidas de la cabeza de la cámara para una mayor comodidad en boca.
- ▶ Ángulo de visión de 105° para una mejor exploración de las regiones distales.
- ▶ Gran profundidad de campo e imagen clara sin tener que hacer ningún ajuste.
- ▶ Fácil de usar: apunte y capture .

3.011,90€

1.683 €

con Dock Mini USB2
(Sopro Imaging)

Ref. S00422



Modos de cámara



Extraoral



Intraoral




COMUNÍQUESE
CON SUS PACIENTES



SOPRO 717

Magnificación de la imagen hasta 115 veces*

- ▶ Gran profundidad de campo, de extraoral a la macrovisión.
- ▶ Calidad de imagen excepcional proporcionada por un sistema óptico altamente sofisticado.
- ▶ Cabeza de la cámara muy fina para mejorar la accesibilidad.
- ▶ Imágenes capturadas con un simple toque del SOPRO® Touch .

3.280,00-€

2.193 €

con Dock Mini USB2
(Sopro Imaging)

Ref. S00784



Modos de cámara



Extraoral



Intraoral



Macro



LA MACROVISIÓN REVELA EL PEQUEÑO INFINITO



* En una pantalla de 17"

SOPRO CARE



3 modos, 3 soluciones de diagnóstico.

- Cámara intraoral.
- Revelación de la placa dental y las inflamaciones gingivales.
- Detección de caries.

El primer dispositivo en el mercado que destaca inflamaciones gingivales, placa dental y caries oclusales.

Sistema de diagnóstico que agrupa las ventajas de la tecnología basada en la fluorescencia y en la amplificación cromática selectiva.

- ▶ Ayuda al diagnóstico.
- ▶ Integración al flujo de trabajo.
- ▶ Mejora el rendimiento de su clínica.



4.184,90 €
2.703 €

Ref. S00804

con Dock Mini USB2
(Sopro Imaging)




Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SOPRO® Grupo ACTEON (Francia).

Modos de diagnóstico:

Modo Perio



Modo Cario



Modo Daylight



I AM A CARING



NEWTRON

Tecnología exclusiva que controla las vibraciones ultrasónicas para una perfecta preservación de los dientes.

NEWTRON BOOSTER

Tecnología Newtron.
Pieza de mano SP NEWTRON®,
esterilizable y tres insertos: 1, 1S y H3.

1.273,30 €

890 €

Ref. F60207



Compacto y eficaz



Asistente Digital GOOGLE HOME Mini
¡ DE REGALO !



Google HOME

▶ Bluetooth, Sonido 360°,
Micro USB.

GOOGLE Home® es un logotipo y una marca registrada perteneciente a la compañía GOOGLE®.


NEWTRON BOOSTER: Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

NEUTRON

P5XS B.LED

Unidad autónoma combinando tecnología Newtron con un preciso sistema de irrigación.

El revelador de placa F.L.A.G. for B.LED puede diluirse en el depósito de 300 ml y aplicarse de manera muy sencilla y práctica.



2.759,00€

1.750 €

Ref. F62140



Polivalente y
autónomo

Dotado de una pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED esterilizable incluyendo un anillo de luz azul, un anillo de luz blanca, una llave dinamométrica esterilizable, tres insertos: 1, 1S y H3, 5 frascos de 1,5 ml de F.L.A.G. for B.LED y un depósito de 300 ml.



Asistente Digital GOOGLE HOME ¡ DE REGALO !



Google HOME

► Bluetooth, Sonido 360°,
Micro USB.

GOOGLE Home® es un logotipo y una marca registrada perteneciente a la compañía GOOGLE®.

NEWTRON P5 XS B.LED: Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

Piezas de mano

Pieza de mano NEWTRON®

Esterilizable.

609,90 €
370 €

Ref. F12281



Pieza de mano NEWTRON® SLIM

Esterilizable.

592,00 €
370 €

Ref. F12901



Pieza de mano NEWTRON® SLIM B.LED

Esterilizable.

803,60 €
599 €

Ref. F12905



PIEZAS DE MANO: Productos sanitarios de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459).
Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

Llave dinamométrica

**2 llaves universales
por 33 €.**

Llave dinamométrica (F81322) Valorada en 33 €.



► Llave dinamométrica
esterilizable azul.

Llave
dinamom.
x2
33 €

Ref. F81322

Producto sanitario de clase I. Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

I AM CARING

INSERTOS

2+1
SIN CARGO

Por la compra de **2** unidades de insertos de ultrasonidos, le regalamos **1 inserto adicional SIN CARGO.**

Los 3 insertos pueden ser de distinto modelo. SIN CARGO el de menor PVP.

5+3
SIN CARGO


Por la compra de **5** unidades de insertos de ultrasonidos, le regalamos **3 insertos adicionales SIN CARGO.**

Los 8 insertos pueden ser de distinto modelo. SIN CARGO los 3 de menor PVP.

scaling



perfectmargin Rounded



perfectmargin Shoulder



perfectmargin Veneers



excavus



periodontics



perioPrecision



perioSoft




perio**m**aintenance

BDR



implantProtect

Pure Titanium



irrisafe



IRRISAFE

(Blister de 4 unid.)
100,50 €

IRR 20-21mm - F43807

IRR 20-25mm - F43808

IRR 25-21mm - F43805

IRR 25-25mm - F43806

endodontics



LIMAS ENDO

(Blister de 4 unid.)
77,10 €

K10-21mm - F43710

K10-25mm - F43712

K15-21mm - F43715

K15-25mm - F43717

K25-21mm - F43725

K25-25mm - F43727

K30-21mm - F43730

K30-25mm - F43732

endosuccess

Canal Access Prep



CAP1

F88181
147,20 €

CAP2

F88182
147,20 €

CAP3

F88183
147,20 €



ET20

F88011
114,70 €

ET40

F88012
114,70 €

ET20D

F88013
117,70 €

ET40D

F88014
117,70 €

endosuccess

Retreatment

endosuccess

Retreatment



ET18D

F88017
117,70 €

ETBD

F88020
123,80 €

ET25

F88018
123,80 €

ET25S

F88021
123,80 €

ET25L

F88022
123,80 €

ETPR

F88019
104,50 €

endodontie

S04 (N°1)

F88009
8,50 €

endosuccess

Apical Surgery

endosurgery



AS3D

F00065
123,80 €

AS6D

F00079
123,80 €

AS9D

F00067
123,80 €

ASLD

F00080
123,80 €

ASRD

F00081
123,80 €

S12/70D

F00118
127,90 €

P14D

F00106
127,90 €

P15LD

F00107
127,90 €

P15RD

F00108
127,90 €

implantProtect

Pure Titanium

613,10 €

495 €

Ref. F02120



La mejor solución
para la
LIMPIEZA
DE
IMPLANTES

Kit ImplantProtect

Insertos de titanio puro de grado 4 para evitar transferencias de materiales hacia el implante. Compuesto de 5 insertos: IP1, IP2L, IP2R, IP3L e IP3R, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

endosuccess

Retreatment

536,90 €

311 €

Ref. F00737



Kit Endo Success™ Retratamiento

Kit de insertos ultrasónicos para las reintervenciones no quirúrgicas de tratamientos endodóncicos. Compuesto de 6 insertos: ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD y ETPR, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.

endosuccess

Apical Surgery

569,40 €

311 €

Ref. F00069



Kit Endo Success™ Cirugía apical

Kit de insertos ultrasónicos para las reintervenciones quirúrgicas endodóncicas compuesto de 5 insertos: AS3D, AS6D, AS9D, ASLD y ASRD, 1 llave esterilizable y 1 caja/soporte inox.



I AM VERSATILE

AIR N GO EASY



Una sola pieza de mano para cubrir todas las necesidades de pulido y tratamiento.

- ▶ Mayor libertad de movimiento para tratamientos más precisos.
- ▶ 4 boquillas intercambiables: SUPRA (standard), PERIO easy, PERIO y PERIO Maintenance (opcionales).
- ▶ Pieza de mano mucho más fácil de limpiar.

AIR-N-GO® easy con adaptador KaVo**	Ref. F10100
AIR-N-GO® easy con adaptador Sirona**	Ref. F10101
AIR-N-GO® easy con adaptador W&H**	Ref. F10102
AIR-N-GO® easy con adaptador Bien-Air**	Ref. F10103
AIR-N-GO® easy con adaptador Midwest**	Ref. F10105

**KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air y Midwest son marcas registradas pertenecientes respectivamente a la compañía del mismo nombre. Productos sanitarios de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

+ 1 kg de POLVO

1.256,90 €

944 €



¡SIN CARGO!

1 kg de polvo "CLASSIC"

4 sabores
Ref. F10255
(Valorado en 85,60 €)

+ 1 Kit PERIO easy
+ 1 kg de POLVO

1.256,90 €

+ Ref. F10120 - Kit PERIO easy = 563,50 €

1.820,40 €

1.270 €



Kit PERIO easy

Boquilla AIR-N-GO® PERIO easy y 1 frasco de AIR-N-GO® PERIO, polvo a base de glicina.
Ref. F10120
(Valorado en 563,50 €)

+



¡SIN CARGO!

1 kg de polvo "CLASSIC"

4 sabores.
Ref. F10255
(Valorado en 85,60 €)



Polvo AIR-N-GO® "PERIO"
3 frascos de 160 gr. Sabor neutro.
Ref. F10270

P.V.P.: 113,40€
Precio final: 75,60 €

2+1
SIN CARGO



Polvo AIR-N-GO® "CLASSIC"

4 frascos de 250 gr.

- ▶ Menta pimentada: Ref. F10250
- ▶ Limón: Ref. F10251
- ▶ Frambuesa: Ref. F10252
- ▶ Cola: Ref. F10253
- ▶ Neutro: Ref. F10254
- ▶ Multisabor: Ref. F10255

P.V.P.: 85,60€

Precio oferta: 57,10 €

Los 3 Packs pueden ser de distintos sabores.



Polvo AIR-N-GO® "CLASSIC"

50 sobres de 20 gr.

- ▶ Menta pimentada: Ref. F10256
- ▶ Limón: Ref. F10257
- ▶ Frambuesa: Ref. F10258
- ▶ Cola : Ref. F10259
- ▶ Neutro: Ref. F10260

P.V.P.: 94,80€

Precio oferta: 63,20 €

Los 3 Packs pueden ser de distintos sabores.

airMax

Aeropulidor

- ▶ Tratamientos de profilaxis rápidos y sin saturaciones para un resultado excepcional.
- ▶ Con AirMax, escoja la simplicidad, el rendimiento, la comodidad y la eficacia.
- ▶ Calentamiento del agua integrado y función de limpieza automática.
- ▶ Depósito de polvo transparente.
- ▶ Respeto de la asepsia, para mayor seguridad.



Pulido fino,
homogéneo y eficaz

2.628,10 €
2.250 €

Ref. F11400

Aeropulidor con 1 pieza de mano PROPHYPEN, 1 boquilla de titanio, 5 sobres de 20 gr de polvo AIR-N-GO "Classic" y 1 pedal simple.



1 Polvo AIR-N-GO PERIO ¡ SIN CARGO !



AIR N GO
— PERIO

3 frascos de 160 gr. Sabor neutro.
Polvo AIR-N-GO® "PERIO" (F10270) valorado en 113,40 €.

ULTRASONIDOS + AEROPULIDOR

prophyMax

**Equipo combinando
aeropulidor con ultrasonidos.**

- ▶ Diseño funcional con superficies lisas y fáciles de descontaminar.
- ▶ Tecnología Newtron con sistema de código de colores para una selección óptima y segura de la potencia.
- ▶ Pieza de mano de pulido (Prophypen) y de detartraje (Newtron) esterilizables.
- ▶ Recipiente de polvo situado en la parte externa del equipo.



La asociación
perfecta

3.881,30 €

3.500 €

Ref. F11605

Aeropulidor con pieza de mano PROPHYPEN + ultrasonidos dotado de una pieza de mano NEWTRON® esterilizable, una llave universal esterilizable, una boquilla de titanio, tres insertos: 1, 2 y 10P, 1 frasco de 250 gr de AIR-N-GO "Classic" sabor menta y 1 frasco de 250 gr de AIR-N-GO "Classic" sabor limón.



1 Polvo AIR-N-GO PERIO ¡ SIN CARGO !



AIR N GO
— PERIO

3 frascos de 160 gr. Sabor neutro.
Polvo AIR-N-GO® "PERIO" (F10270) valorado en 113,40 €.

MINILED — STANDARD

1.118,80 €
799 €

Ref. F02507

Polimerización de todos los composites en menos de 12 segundos (3 mm). 3 programas: rápido, pulsado y progresivo.

Potencia:

▶ 1.250 mW/cm² con fibra óptica de Ø7,5 mm.



MINILED — SUPERCHARGED

1.455,70 €
999 €

Ref. F05214

Polimerización de todos los composites a partir de 3 segundos.

3 programas: rápido, pulsado y progresivo.
8 tiempos diferentes.

Potencia:

▶ 2.000 mW/cm² con fibra óptica de Ø7,5 mm.

▶ 3.000 mW/cm² con fibra óptica de Ø5,5 mm (opcional).

MINILED — ORTHO 2

1.455,70 €
999 €

Ref. F05220

ESPECIAL PARA ORTODONCIA

4 tiempos de polimerización: 4, 8, 12 y 32 segundos.

Potencia:

▶ 3.000 mW/cm² con fibra óptica de Ø5,5 mm.



2+1
SIN CARGO

INSERTOS CIRUGÍA ÓSEA



Por la compra de **2** unidades de insertos de cirugía ósea, le regalamos **1 inserto adicional SIN CARGO.**

Los 3 insertos pueden ser de distinto modelo. SIN CARGO el de menor PVP.

Productos sanitarios de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459).
Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

ELECTROBISTURÍ

SERVOTOME®

1.547,40 €

1.390 €

Ref. F57210

- ▶ Electrobisturí con corte y coagulación simultáneos.
- ▶ Con brazaletes conductor y kit de 10 electrodos.



SERVOTOME: Producto sanitario de clase IIb (LNE-GMED - CE 0459).
Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

IMPLANTOLOGÍA


Cirugías seguras y fiables



PIEZOTOME

CUBE

Potencia ajustada en tiempo real para máxima seguridad y eficiencia.



X MIND trium

3D que facilita la osteointegración con medición inmediata del volumen y evaluación de la densidad ósea.

DPSI



EXTRACTION



Extracción atraumática con colocación inmediata del implante.



ACTEON

INSTRUMENTACIÓN MANUAL - ESPEJOS

Por la compra de **5 cajas de espejos** de cualquier modelo (Aluminium, Rhodium, Titanium o Pure Reflect®), le regalamos

2 cajas de espejos adicionales SIN CARGO.



Las 5 cajas de espejos pueden ser de distinto modelo. SIN CARGO los de menor PVP.

5+2
SIN CARGO

ESPEJOS: Productos sanitarios de clase I. Fabricante: PRODONT HOLLIGER Grupo ACTEON (Francia).

MICROESPEJOS

-20%
descuento

Pure Reflect®
Casi el 100% de la tasa de reflejo.



Diseñados para la cirugía bajo microscopio y lupa.

PURE REFLECT®: Reflejo de alta definición.



Ø3 mm.

Ref. MP4303PH (Rosca Cone Socket)

Ref. MP3303PH (Rosca simple)

P.V.P.: 71,60 €

Precio oferta: 57,28 €

Ø5 mm.

Ref. MP4305PH (Rosca Cone Socket)

Ref. MP3305PH (Rosca simple)

P.V.P.: 71,60 €

Precio oferta: 57,28 €

Ø7x2 mm.

Ref. MP4306RPH (Rosca Cone Socket)

P.V.P.: 85,00 €

Precio oferta: 68,00 €

Ref. MP3306RPH (Rosca simple)

P.V.P.: 77,40 €

Precio oferta: 61,92 €

Ø9x3 mm.

Ref. MP4310RPH (Rosca Cone Socket)

P.V.P.: 50,00 €

Precio oferta: 40,00 €

Ref. MP3310RPH (Rosca simple)

P.V.P.: 77,40 €

Precio oferta: 61,92 €

MICROESPEJOS PURE REFLECT®: Producto sanitario de clase I. Fabricante: PRODONT HOLLIGER Grupo ACTEON (Francia).

mango
Design



NUEVO

Kit de instrumentos de diagnóstico.

- ▶ 1 espejo N° 5 (Pure Reflect) con mango Design
- ▶ 1 sonda doble
- ▶ 1 pinza COLLEGE (15 cm)

45,00 €

31,00 €

Ref. 500.IBD

LABORATORIO



DISCOS 		
PARA TODOS LOS MATERIALES	PARA METAL	
Ø 22 x 0,2 mm (espesor)	Ø 22 x 0,26 mm (espesor)	Ø 25 x 0,3 mm (espesor)
15.000 rpm	15.000 rpm	15.000 rpm
100 unidades	100 unidades	100 unidades
AP220202SPH	AP2202612PH	AP25030DPH
42,50 €	37,10 €	40,90 €
PRECIO OFERTA		
36,12	31,53	34,76 €

DISCOS 				
PARA TODOS LOS MATERIALES				ULTRAFINOS, PARA METAL
Ø 22 x 0,6 mm (espesor)	Ø 25 x 0,5 mm (espesor)	Ø 37 x 0,7 mm (espesor)	Ø 37 x 1,7 mm (espesor)	Ø 22 x 0,6 mm (espesor)
10.000 rpm	10.000 rpm	10.000 rpm	20.000 rpm	25.000 rpm
100 unidades	100 unidades	100 unidades	100 unidades	100 unidades
AP2206011PH	AP2505011PH	AP3707011PH	AP3717011PH	AP2206020PH
28,30 €	27,40 €	53,50 €	44,90 €	28,30 €
PRECIO OFERTA				
24,05 €	23,29 €	45,47 €	38,16 €	24,05 €

Productos sanitarios de clase I.

Fabricante:
PRODONT
HOLLIGER Grupo
ACTEON (Francia).



AIRHOLY®

Bruñidor de aire caliente.



- ▶ Sin llama ni gas.
- ▶ Calienta todo tipo de instrumentos.
- ▶ Ablanda la cera de manera uniforme, sin quemaduras.
- ▶ Rápido y fácil de utilizar.
- ▶ Sin obturación de la extremidad. El aire aleja las gotas de cera.
- ▶ Luz LED de encendido.
- ▶ Peso: 640 g.
- ▶ Dimensiones: 26x11x7 cm.
- ▶ Temperatura: de 200 a 300 °C.
- ▶ Presión de Aire: de 500 a 800 mbar.
- ▶ Se debe conectar a una fuente de aire con un reductor de presión (incluido).
- ▶ Extremidad desmontable.

499,00€

370 €

Ref. FU37/2000R

**Reductor
de presión
incluido**



Productos sanitarios de clase I.
Fabricante: PRODONT HOLLIGER Grupo ACTEON (Francia).



I AM
ACCURATE



PH Prodont Holliger

&

ACTEON

Se unen

para acompañarle en todas
sus actividades diarias del
diagnóstico al tratamiento.

ACTEON

Ris|ontrol®



Boquillas desechables para jeringas Aire/Agua.

3+
SIN CARGO



Las 3 unidades pueden ser de distinto color.

Classic by
Ris|ontrol®

Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles.

- ▶ Blanco: Ref. 201664
- ▶ Azul: Ref. 201665
- ▶ Amarillo: Ref. 201666
- ▶ Verde: Ref. 201667
- ▶ Rosa: Ref. 201668

P.V.P.: 50,40 €

Precio oferta: 37,80 €



1
adaptador



Por la compra de **3** cajas de **Riskontrol Classic**, le regalamos **el adaptador de su jeringa SIN CARGO.**

Y SI YA DISPONE DE ADAPTADOR

Por la compra de **3** cajas de **Riskontrol Classic**, le regalamos **1 caja adicional SIN CARGO.**



Art
by
RisKontrol®




Las 3 unidades pueden ser de distinto color.

Caja dispensadora de 250 boquillas no estériles.

- ▶ Blanco / Menta: Ref. 201700
- ▶ Naranja / Mandarina: Ref. 201701
- ▶ Gris / Regaliz: Ref. 201702
- ▶ Verde / Anís: Ref. 201703
- ▶ Violeta / Arándanos: Ref. 201704

P.V.P.: 54,60 €

Precio oferta: 40,95 €



Por la compra de **3** cajas de Riskontrol Art, le regalamos **el adaptador de su jeringa SIN CARGO.**

Y SI YA DISPONE DE ADAPTADOR

Por la compra de **3** cajas de Riskontrol Art, le regalamos **1 caja adicional SIN CARGO.**

Producto sanitario de clase I - CE.
Fabricante: Produits Dentaires PIERRE ROLLAND® Grupo ACTEON (Francia).

EXPASYL™

**Retracción gingival eficaz y
atraumática para una prótesis
natural y estética.**



Mini Kit EXPASYL:
6 cápsulas + 12 cánulas + 1 aplicador

- ▶ Impresión convencional y digital.
- ▶ Sellado / unión.
- ▶ Restauraciones Clase II y V.
- ▶ Implantología.
- ▶ Máxima eficacia.
- ▶ Gesto no traumático y sin dolor.
- ▶ De 5 a 8 aplicaciones por cápsula (1 gr).
- ▶ Preparación individual o múltiple.
- ▶ Acceso a las áreas anteriores y posteriores.



20 cápsulas EXPASYL ¡ SIN CARGO !

20 cápsulas EXPASYL (261030)
SIN CARGO
valoradas en 205 €



334,80€
260 €

Ref. 294100

Productos sanitarios de clase I - CE.
Fabricante: Produits Dentaires PIERRE ROLLAND® Grupo ACTEON (Francia).



MORE INVENTIVE LESS INVASIVE

ES TIEMPO DE

ACTEON

MINIMALLY
INVASIVE
SOLUTIONS

ACTEON

DÓNDE ENCONTRAR información sobre los productos ACTEON®



FOLLETOS COMERCIALES / MANUALES DE USO



Folletos comerciales y manuales de uso disponibles en nuestra página web

www.acteongroup.com/es



FACEBOOK



Síguenos en nuestro Facebook

www.facebook.com/es.acteon.iberica



VÍDEOS



Descubra nuestros vídeos en nuestro canal YouTube.

www.youtube.com/user/acteongroup

Para acceder a los sitios web, puede escanear estos códigos QR con un smartphone*.

* Los lectores de códigos QR y PDF están disponibles de forma gratuita en Apple Store o Android Market.

Pueden realizar sus consultas a la dirección relacionada al pie de página de la contraportada y/o a nuestros responsables comerciales de su zona (según detalle de zonas).




Jorge Juan Poch
RESPONSABLE COMERCIAL
Cataluña y Aragón

609 302 318



Noemí Barjola
DELEGADA COMERCIAL
Cataluña y Aragón

616 946 001



Rogelio Daza
RESPONSABLE COMERCIAL
Andalucía, Extremadura
y Canarias

609 675 042



Fran Méndez
DELEGADO COMERCIAL
Andalucía, Extremadura
y Canarias

618 470 322



Adolfo Rúas
RESPONSABLE COMERCIAL
Zona Noroeste
y Portugal

+34 639 693 443



José Antonio Navarro
RESPONSABLE COMERCIAL
Zona Levante y Baleares

629 505 030



Daniel Ruiz
RESPONSABLE COMERCIAL
Madrid
y Zona Centro

690 307 192



Lorena Verdugo
DELEGADA COMERCIAL
Madrid
y Zona Centro

650 696 636



Unai Arroyo
RESPONSABLE COMERCIAL
Zona Norte

606 035 570

OFERTA ESTRELLA

PIEZOTOME

CUBE

Potencia ajustada para máxima seguridad y eficiencia.

GENERADOR PIEZOELÉCTRICO CON LUZ LED DE GRAN POTENCIA PARA CIRUGÍA IMPLANTARIA.

Asistencia inteligente D.P.S.I. proporciona:

- ▶ Aumento de un **30%** de potencia, mejorando el rendimiento de corte.
- ▶ Disminución de un **10%** de potencia, preservando los tejidos blandos.

6.696,50 €

3.995 €

Ref. F50100

60W
El MÁS POTENTE del mercado

DPSI Dynamic Power System Inside



Dotado de 1 Kit Essential de 6 inserts (BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3 y LC2), 1 Pieza de mano esterilizable PIEZOTOME CUBE LED (60 W), 1 llave dinamométrica, 1 pedal multifunción, 1 soporte de irrigación, 1 soporte para pieza de mano, 2 líneas de irrigación esterilizables con 15 perforadores y 5 clips de irrigación esterilizables.

Producto sanitario de clase IIa (LNE-GMED - CE 0459). Fabricante: SATELEC® Grupo ACTEON (Francia).

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Pol. Ind. Can Clapers - Avda. Principal Nº 11H - 08181 SENTMENAT (Barcelona)
Tel + 34 900 104 423 | info.es@acteongroup.com | www.acteongroup.com/es

ACTEON