



ofertas

Precios válidos hasta
31 de diciembre de 2019

IVA no incluido

ambars^{APD}

EL PRIMER ADHESIVO INCOLORO DEL MERCADO

Precios de catálogo válidos salvo error tipográfico





Vittra^{APS}

RESINA COMPUESTA FOTOCURABLE
CON PARTÍCULAS ESFEROIDALES DE ZIRCONIA

SIMPLEMENTE ÚNICA



Tapa flip-top

Tecnología APS



Conoce Vittra APS, la resina compuesta fotocurable, de características nunca vistas antes que posee propiedades mecánicas elevadas y sistema de colores simplificado aliados con la alta estética. Gracias a la exclusiva tecnología APS, no presenta cambio de color y opacidad visualmente perceptibles tras su curado, confiriendo un nivel excelente de previsibilidad.

Vittra APS también posee formulación BPA Free, siguiendo la tendencia mundial de productos libres de Bisfenol A.



Libre de bisfenol



Más tiempo de trabajo



Alto brillo y resistencia



Previsibilidad de color



Inicial: frontal de la situación intraoral



Blanqueador Whiteness HP Blue 35%



Planificación DSD



Maqueta realizada



Prueba de color con Vittra APS



Asperización con fresa diamantada



Aplicación ácido fosfórico Condac 37% 30 segundos



Aplicación de adhesivo Ambar



Colocación resina Vittra APS EA2 sobre guía



Colocación guía sobre dientes aislados



Resina fotocurada



Aplicación resina Vittra APS DA2 y EA1



Resina Vittra APS DA1 sobre DA2



Resina Vittra APS EA1 sobre DA2 en incisivos



Acabado con discos de lija Diamond Pro



Definición anatomía secundaria con fresas



Refinado anatómico con pulidores abrasivos



Final: frontal tras acabado con alineación incisal

Fuente: Prof. Dr. Maciel Júnior, Prof. Dr. Marcelo Ferrarezi de Andrade y Prof. Dr. Gabriela Ohata



OFERTA

PRECIO JERINGA VITTRA 2 g

44'27 €

3+1

El precio de la unidad en oferta 33,20 €

Colores disponibles: DA0, DA4, DA5, VM, VH, Trans OPL y Trans N

PRECIO KIT BLEACH

284'35 €

CONTENIDO: 5 jeringas (DA1, E-Bleach, DA0, VH, Trans OPL) + Ambar APS 6 ml + Condac 37 2,5 ml + Diamond Excel 2 g

Por la compra de un kit Bleach llévate un minikit Whiteness de 10% o 16%

PRECIO KIT ESSENTIAL

307'27 €

CONTENIDO: 6 jeringas (DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, Trans N) + Ambar APS 6 ml + Condac 37 2,5 ml

Por la compra de un kit Essential llévate un minikit Whiteness de 10% o 16%

OFERTA

PRECIO JERINGA VITTRA 4 g

55'73 €

3+1

El precio de la unidad en oferta 41,80 €

Colores disponibles: DA1, DA2, DA3, DA3'5, E-Bleach, EA1, EA2, EA3 y EB1

10 años Opallis

GRAN TALENTO. MEJORES RESULTADOS. UNA RESINA.

Composite nanohíbrido para la restauración directa de dientes anteriores y posteriores con un tamaño medio de partículas de 0,5 µm.

- Implantación de un proceso innovador de silanización para una mayor consistencia y mejor manejo.

- 4 niveles de translucidez.
- Opalescencia y fluorescencia.
- Excelentes propiedades mecánicas.

- Pulido y brillo aún mayor.
- Exigentes controles de calidad con equipos sofisticados.

Fidelidad de color

Los colores de esmalte y dentina siguen la escala VITAPAN Classical con fidelidad

Disponible en 28 colores



PRECIO
JERINGA 2 g
27'50 €

3+1

El precio de la unidad en oferta **20,63 €**

PRECIO
JERINGA 4 g
40'00 €

3+1

El precio de la unidad en oferta **30,00 €**


PRECIO
20 COMPULES 0,2 g
52'00 €

1+1

El precio de la unidad en oferta **26,00 €**



Estado inicial.



En el examen clínico utilizando transluminación, la mancha exhibe contornos nítidos, denotando su profundidad.



Durante la preparación cavitaria, es importante biselar los márgenes para mascarar mejor la restauración.



El texturizado superficial y el contorno de la restauración pueden ser realizados con ayuda de fresas y discos de lija.

Fuente: Daniel Poletto, Claudemir de Souza Junior y Ana Claudia Poletto

3+1



Resina microhíbrida de media viscosidad

PRECIO UNIDAD 2 g
27'50 €

El precio de la unidad en oferta **20,63 €**

Disponible en jeringa de 2 g en los siguientes colores: A1, A2, A3, A3'5, A0'5, B0'5 y OP



72% FLOW

- Excelente fluidez.
- Especialmente diseñado para fondos cavitarios, clases III y V.

OPUS BULK FILL APS

RELLENA TODOS LOS
REQUISITOS
PARA UNA
RESTAURACIÓN PERFECTA



Baja tensión de
contracción de
polimerización



Excelente adaptación
a la cavidad



Tiempo de trabajo
adecuado bajo la luz
ambiente



Alto rendimiento



EFEECTO REOLÓGICO
"ANTIGRAVEDAD"



Alta profundidad
de curado



Permite
incrementos de
hasta 4 mm



Capacidad
autonivelante



Permite
incrementos de
hasta 5 mm



No hay necesidad
de resina de
cobertura

AHORRO
DE HASTA EL

50%
DE TIEMPO**

** comparado con procedimientos
restauradores convencionales

PRECIO JERINGA 2 g
OPUS BULK FILL FLOW APS

32'40 €

El precio de la
unidad en oferta **24,30 €**

3+1

PRECIO JERINGA 4 g
OPUS BULK FILL APS

40'07 €

El precio de la
unidad en oferta **30,05 €**

3+1

Disponibles en 3 colores
(A1, A2, A3)





ambar^{APS} & ambar^{APS}
UNIVERSAL

*La tecnología es nuestra,
la técnica es tuya.*

Adhesivos fotopolimerizables
para esmalte y dentina con MDP
potencializado para una mayor
adhesión química



- Mayor grado de conversión
- Mayor resistencia mecánica de la película adhesiva
- Alta adhesión para unas restauraciones y cementaciones más duraderas
- Aspecto incoloro que no interfiere en la estética de la restauración y cementación

ambar^{APS}

1+1

PRECIO UNIDAD 6 ml

50'23 €

El precio de la
unidad en oferta

25,12 €

ambar^{APS}
UNIVERSAL

1+1

PRECIO UNIDAD 5 ml

79'35 €

El precio de la
unidad en oferta

39,68 €



**352
gotas**

Cavibrush

Microaplicadores
desechables para
adhesivos, silanos,
agentes hemostáticos,
barnices hemostáticos,
barnices fluorados o
desensibilizantes.

PRECIO CAJA (100 ud.)

10'22 €





ApaCare® Professional

Pasta de pulido para después de la profilaxis dental a base de hidroxipatita médica y fluoruro de sodio.



PRECIO (75 ml)

23'63 €

ApaCare®
Dientes aún más blancos

Diamond excel

Pasta para pulido a base de diamante micronizado de grano extrafino.



Pulido universal:
aplicable a diversas superficies.



Efecto tixotrópico:
no escurece el lugar aplicado.

PRECIO JERINGA 2 g

19'53 €

2+1

El precio de la unidad en oferta **13,02 €**



DIAMOND MASTER

KIT DE PULIDO PARA RESTAURACIONES

PRECIO ESTUCHE

68'10 €



Excelente pulido:
para varias superficies.



Kit completo:
solución completa para acabado y pulido.

- 1 jeringa de Diamond Excel (pasta para pulido) con 2 g.
- 36 discos de lija divididos en las granulaciones gruesa, media y fina.
- 14 discos de fieltro de Diamond Flex.

3+1

PRECIO CAJA

Discos de fieltro natural para pastas y abrasivos para pulido de superficies. 24 discos + mandril

28'03 €

El precio de la unidad en oferta **21,02 €**



3+1

PRECIO CAJA

Discos de fieltro flexibles para pastas y abrasivos durante pulido de materiales restauradores y esmalte. 24 discos + mandril

28'03 €

El precio de la unidad en oferta **21,02 €**



3+1

PRECIO CAJA

Discos de lija flexibles, 4 granulaciones (grueso, medio, fino y extrafino). En 8 y 12 mm de diámetro. 56 discos + mandril

66'10 €

El precio de la unidad en oferta **49,58 €**





Desensibilize KF 0,2% 2%

Gel desensibilizante de baja viscosidad a base de nitrato de potasio y fluoruro de sodio que reduce la hipersensibilidad.

**PRECIO JERINGA (2,5 g)
DESENSIBILIZE KF 0,2%**

Para blanqueamiento casero

10'52 €

**PRECIO JERINGA (2,5 g)
DESENSIBILIZE KF 2%**

Para blanqueamiento en clínica

10'52 €



KF0,2%

PARA
BLANQUEAMIENTO
CASERO



KF2%

PARA BLANQUEAMIENTO
EN CLÍNICA



Top dam

Resina fotocurable que sustituye al dique de goma en los casos donde el aislamiento relativo de la encía es suficiente.

PRECIO JERINGA (2 g)

20'03 €

Disponible en 2 colores:
verde y azul



Excelente poder
de sellado.

No irrita los tejidos
gingivales.

ARCFLEX

Retractor de mejillas, labios y lengua para descansar la mordida. Esterilizable en autoclave. Tamaño M o G.

Precio (unidad)

9'87 €



FLÚOR CARE

Fluoruro de sodio en espuma al 1,23% neutro y acidulado presentado en tres sabores: tutti-frutti, fresa y uva.

Precio 100 ml (unidad)

23'83 €



whiteness RM

Removedor de manchas por microabrasión



Foto: Dra. Rocio Lazo

SIN MANCHAS EN SÓLO UNA SESIÓN

PRECIO JERINGA (2 g)

31'73 €



Esmalte dental líquido



ApaCare® Repair

Reparador altamente enriquecido con hidroxiapatita médica.



PRECIO (30 ml)

11'45 €

ApaCare® Pasta Remineralizante

Pasta dentrífica con hidroxiapatita y fluoruro de sodio para proteger de caries.



PRECIO (75 ml)

5'15 €

ApaCare® Barniz Desensibilizante

Laca adhesiva natural mineralizante con un 20% de hidroxiapatita que forma una capa protectora de barniz biocompatible.



PRECIO (5 ml)

16'13 €

ApaCare® Liquid

Enjuague bucal antibacteriano con hidroxiapatita que se adhiere al esmalte para protegerlo y combatir la bacterias.



PRECIO (200 ml)

8'30 €



whiteness | N°1

Líder en blanqueamiento en Latinoamérica y en más de 15 países

Peróxido de carbamida al 10 y 16%
para blanqueamientos en casa.



CADA JERINGA ES DE 3 GRAMOS Y
DURA ENTRE 12 Y 15 DÍAS

10% 16%

EL PH DEL GEL ES NEUTRO PARA
EVITAR LA DESCALCIFICACIÓN
DEL ESMALTE Y DE LA DENTINA

PRECIO KIT
(5 JERINGAS)

53'57 €



Por la compra de 2 kits Perfect,
1 minikit de regalo

PRECIO MINIKIT
(3 JERINGAS)

35'70 €



PRECIO JUMBO
(50 JERINGAS)

396'75 €



Y de regalo
1 Arcflex y
2 Desensibilize
KFO, 2%



whiteClass

Peróxido de hidrógeno al 6% para
blanqueamientos en casa



Estado inicial.



Estado final.

Fuente: Bruno Lippmann,
Rafaella Ronchi Zinelli y
Rafael Cury Cecato

SONRISAS QUE REFLEJAN BUEN GUSTO

Cuando la practicidad encuentra la sofisticación y el alto nivel
de un blanqueamiento, el resultado es una sonrisa inolvidable.



CADA JERINGA ES DE 3 GRAMOS Y
DURA ENTRE 12 Y 15 DÍAS

3+1

PRECIO KIT 4 JERINGAS (3 g)

59'52 €

El precio de la
unidad en oferta

44,64 €



Disponible en



whiteness HP AutoMixx

EL BLANQUEADOR MÁS COMPLETO

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 6%

¡AÚN MÁS PRÁCTICO!

Exclusiva puntera de aplicación con pincel



AUTO-MIXING SYSTEM | DOUBLE-BODY SYRINGE



Sistema de automezcla: mezcla automática de las dos fases a la hora de la aplicación.



Rinde de 3 a 4 aplicaciones (ambas arcadas).



Una aplicación de 30 minutos por sesión.



No necesita activarse con luz.



Gel en color azul: fácil de visualizar durante la aplicación.



Contiene calcio: acción remineralizante.



Excelente consistencia: fácil de aplicar y no escurre.



Agradable esencia Blue Mint.

PRECIO KIT (jeringa 4 g)

52'92 €

Por la compra de 1 kit, 1 minikit Whiteness Perfect 10% o 16% de regalo



WHITENESS HP AUTOMIXX 6%



WHITENESS PERFECT 10% O 16%



WHITENESS HP AUTOMIXX 6%



WHITE CLASS 6%

IDEAL PARA TÉCNICA COMBINADA





Orthocem



Primer cemento ortodóncico con rastreador fluorescente



RASTREABILIDAD



AHORRO DE TIEMPO



CON FLÚOR



de regalo




Finalización del tratamiento ortodóncico.



Retirada de los brackets con alicata.



Ahora es difícil distinguir el cemento del esmalte.



Con ayuda de luz UV es posible identificar con exactitud las zonas en las que hay exceso de cemento



Inspección de restos de residuos de cemento.

PRECIO JERINGA 4 g

46'57 €

3+1

El precio de la unidad en oferta

34,93 €



Ortho Bite

Resina compuesta fotocurable y autoadhesiva para desoclusión dental temporal durante tratamientos ortodóncicos y cementación de bandas ortodóncicas.

1 PRODUCTO
2 SOLUCIONES



PRECIO JERINGA 4 g

46'57 €

3+1

El precio de la unidad en oferta

34,93 €

Por la compra de tres unidades, de regalo una jeringa de color rosa o transparente a elegir

DISPONIBLE EN COLOR AZUL

POR ENCIMA DE SUS EXPECTATIVAS



ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ADHESIVA



AUTOADHESIVO



AUTONIVELANTE



ALTAMENTE LISO



CONTIENE FLÚOR

NUEVO SISTEMA DE RELLENO ESFEROIDAL QUE NO NECESITA PULIDO

Whitepost


RECOMENDADO POR LOS PROFESIONALES MÃS EXIGENTES

Postes de fibra de vidrio y resina epoxi de alta resistencia mecánica que actúa como refuerzo intrarradicular de la estructura dental y promueve retención para el material restaurador definitivo o núcleo de relleno.

Whitepost DC ▶




Whitepost DC-E ▶



Ofertas no combinables

Cada reposición contiene 5 pernos



PRECIO CON FRESA

3+1

57'88 €

El precio de la unidad en oferta

43,41 €



PRECIO SIN FRESA

3+1

37'45 €

El precio de la unidad en oferta

28,09 €



SÓLIDO. RESISTENTE.

ALTAMENTE RADIOPACO

Reconstructor de muñones autopolimizable para la cementación de postes de fibra de vidrio, reconstrucción de muñones y cementación de la corona definitiva.



PRECIO UNIDAD 6 g

52'23 €

El precio de la unidad en oferta

39,17 €

3+1

Colores disponibles: A1, A2, A3 y OP



Gran parte de los dientes destruidos necesitan un refuerzo posterior.



Aplicar grabado al ácido Condac 37 (FGM) durante 15 segundos.



Aplicar adhesivo Amber (FGM).



Cementar el poste de fibra de vidrio.



Crear núcleo muñón.




Núcleo concluido.



Cementación de la corona.



Caso concluido.



CEMENTO DE CARILLAS Y MICROCARILLAS

Cemento resinoso fotocurable para la cementación de carillas cerámicas y lentes de contacto

Libre de aminas terciarias para una mayor estabilidad de color. Dispone de geles de prueba, Try-in, que imitan el color del cemento ya polimerizado para conocer el resultado antes del cementado. Fácil retirada de sobrante.



Disponible en colores:

- A1
- A2
- A3
- Translúcido
- Blanco opaco
- E-Bleach M

ALLCEM VENEER APS 2,5 g

57'68 €

Por la compra de 1 jeringa Allcem Veneer APS 2,5 g, llévate 1 jeringa Try-in del mismo color de regalo

¿QUÉ NECESITA


CONDAC PORCELANA 5%
Gel de ácido fluorhídrico al 5% específico para el grabado de disilicato de litio.

Precio (jeringa 2,5 ml)
12'08 €

CONDAC PORCELANA 10%
Gel de ácido fluorhídrico al 10% específico para cerámicas feldespáticas.

Precio (jeringa 2,5 ml)
12'08 €

CON SISTEMA DE FÁCIL
RETIRADA DE SOBRANTE



Disponible en los colores:
A1, A2, A3 y transparente

Alta radiopacidad

Cemento definitivo de fraguado dual, autopolimerizable con opción a fotopolimerizable, para la cementación de coronas, puentes, pernos e incrustaciones. Allcem Dual ha sido especialmente diseñado para la cementación de disilicato de litio, metal y zirconio.



Inicial.
Preparación de las prótesis.



Grabado ácido.



Aplicación del adhesivo.



Cementación de las piezas
protésicas.



Estado final.

Fuente: Dr. Maciel Jr.

PRECIO
JERINGA DUAL 5 g

58'08 €

El precio de la
unidad en oferta

43,56 €

3+1



AS CEMENTAR?



Condac37

Ácido fosfórico al 37% para el grabado del esmalte y la dentina para mejorar la adhesión de los materiales restauradores al diente. Contiene colorante azul que facilita su visualización y control además de una buena afinidad con el agua para una eliminación fácil tras el grabado.

3+1

PRECIO PACK
3 JERINGAS 2,5 g

10'29 €

El precio de la
unidad en oferta

7,72 €

PRECIO
JERINGA 12,5 g

7'43 €

El precio de la
unidad en oferta

5,57 €

3+1





LANZAMIENTO

BRAVA BLOCK

COMPOSITE CURADO PARA CAD/CAM

INNUMERABLES POSIBILIDADES. RESISTENCIA Y PULIDO SORPRENDENTES.

Foto: Dra. Stefani Guimarães



Alto grado de conversión



Excelente estética



Excelente brillo y pulido



Resistencia al desgaste



Versátil

2+1

PRECIO CAJA (5 BLOQUES)

133'23 €

El precio de la unidad en oferta

88,82 €

Kit con 5 unidades (5x7g=35g) en los colores: translucidez baja A1-LT, A2-LT, A3-LT, A3,5-LT, B1-LT, C2-LT, D2-LT, blanqueador y translucidez alta A1-HT, A2-HT, A3-HT, B1-HT. Tamaño: 14L



Importado por:

Grupo IPG



Marta Soler
Dirección comercial

marta@ipgomara.com

627 525 165

Diana Alonso
Atención al cliente

administracion@ipgomara.com

649 345 977