



KIYOMI
estética dental

ESPECIALISTAS EN
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

OFERTAS 2021

VÁLIDAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

¡NOVEDAD!
K-BLEACH 35%
BLANQUEAMIENTO CLÍNICO



DIENTES MÁS
BLANCOS CON
GRANDES
RESULTADOS



ASTER FLOW

RESINA COMPUESTA

Resina microhíbrida de excelente viscosidad, con un 72% de carga de relleno, para restauraciones poco invasivas. Disminuye las microfracturas generadas por las tensiones durante la masticación.

- ▶ Excelente fluidez.
- ▶ Alta resistencia mecánica a la masticación.
- ▶ Baja contracción de polimerización.

Aster Flow está indicado para:

- ▶ Sellado de fosas y fisuras.
- ▶ Restauraciones poco invasivas.
- ▶ Base de restauraciones directas.
- ▶ Preparado en túnel.
- ▶ Reparación de defectos de esmalte.
- ▶ Restauración en diente deciduo (diente de leche o temporal).
- ▶ Clases III y V.

2+1

~~18'95 €~~

Precio caja con jeringa de 2g

12'63 €

Ref. KYMAFLOWB0J (B0,5)
Ref. KYMAFLOWA1J (A1)
Ref. KYMAFLOWA2J (A2)
Ref. KYMAFLOWA3J (A3)

El precio de la unidad en oferta

8,42 €

72%
DE CARGA

COLORES DISPONIBLES:
A1, A2, A3 y B0,5 (jeringa 2 g)



ASTER

RESINA COMPUESTA NANOHÍBRIDA

Resina fotocurable microhíbrida con partículas nanohíbridas para restauraciones directas e indirectas de dientes anteriores y posteriores. Tamaño medio de partícula 0,5 µm.

- Proceso innovador de silanización para una mayor consistencia y mejor manejo.
- 4 niveles de translucidez.
- Opalescencia y fluorescencia.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Pulido y brillo aún mayor.

Aster está especialmente indicado para sector anterior y posterior (clase I, II, III, IV y V).

FIDELIDAD DE COLOR

Los colores de esmalte y dentina siguen la escala VITAPAN Classical fielmente.



2+1

~~27'60 €~~

Precio caja con jeringa de 4g

18'40 €

Ref. KYMASDA1JER (DA1)
Ref. KYMASDA2JER (DA2)
Ref. KYMASDA3JER (DA3)
Ref. KYMASEA1JER (EA1)
Ref. KYMASEA2JER (EA2)
Ref. KYMASEA3JER (EA3)

El precio de la unidad en oferta

12,27 €

~~18'95 €~~

Precio caja con jeringa de 2g

12'63 €

Ref. KYMASB05JER (B0,5)

El precio de la unidad en oferta

8,42 €

TAPA FLIP-TOP

Tapa de fácil manejo, se puede abrir y cerrar con una sola mano, y con cierre hermético que garantiza la conservación de la resina.

COLORES DISPONIBLES:

Dentina DA1, DA2 y DA3 (jeringa 4 g)
Esmalte EA1, EA2 y EA3 (jeringa 4 g)
B0,5 (jeringa 2 g)

ERGONÓMICA

El diseño del cuerpo de la jeringa es anatómico para que se ajuste perfectamente a la palma de la mano.





CON SISTEMA DE FÁCIL
RETIRADA DE SOBRENTE.

DUAL CEM

CEMENTO RESINOSO DUAL

2+2

~~50,05 €~~

Precio caja con jeringa
automezcla de 5g

33,37 €

Ref. KYMDUALCTRJ (Trans)
Ref. KYMDUALCA1J (A1)
Ref. KYMDUALCA2J (A2)
Ref. KYMDUALCA3J (A3)

El precio de la
unidad en oferta

16,69 €

COLORES DISPONIBLES:

A1, A2, A3 y TRANS
(jeringa automezcla 5 g)

Cemento **definitivo de fraguado dual** para la cementación de coronas, puentes, postes de fibra de vidrio e incrustaciones. Especialmente diseñado para la **cementación de disilicato de litio, metal y zirconio**.

- Dos tipos de curado: químico + fotocurado.
- Adhesión muy resistente.
- Manejable: contiene propiedades reológicas para una manipulación sencilla.
- Sin burbujas: la mezcla de pastas no genera burbujas.
- Elevadas propiedades mecánicas.
- Altamente radiopaco.

Dual Cem está indicado para:

- Cementación de coronas, puentes e incrustaciones.
- Inlays y onlays.
- Coronas y carillas laminadas de porcelana o resina compuesta.
- Postes de fibra de vidrio, cerámicos o metálicos.
- Puentes de Maryland.



JERINGA
AUTOMEZCLA

Garantiza la mezcla de base
y catalizador en proporción 1:1
para aumentar su poder adhesivo.

K-BOND+ UNIVERSAL

ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE

Sistema **adhesivo universal fotocurable** para esmalte y dentina con un gran poder de adhesión para resultados más duraderos. **Sin alteraciones de color**, no interfiere en la estética de la restauración y cementación final.

- MDP potencializado: doble poder adhesivo.
- Varios protocolos de grabado: autograbado, grabado selectivo y grabado total.
- Disminuye sensibilidad posoperatoria.
- Libre de BPA.
- No interfiere en el resultado final.
- Primer + bond en el mismo bote.
- Base etanol.

CIERRE SMART-LOCK

Doble cierre inteligente para más seguridad y menor evaporación.



MDP
potencializado



Libre de bisfenol



Bote 5 ml



2+1

~~50'40 €~~
Precio caja con bote de 5 ml

33'60 €

Ref. KYMKBONDJER

El precio de la unidad en oferta

22,40 €

ASPECTO INCOLORO


No interfiere en la estética de restauraciones y cementaciones.



IPG Dental

Crecemos contigo

IPG Dental Group nace para crecer contigo



Especialistas en endodoncia, magnificación y odontología estética.



Más de 100 fabricantes nacionales e internacionales.



Atención personalizada para ti.



Catálogo de más de 30.000 productos.



DIENTES MÁS BLANCOS CON GRANDES RESULTADOS



INHIBIDOR DE CALOR,
NO DESHIDRATA.

K-BLEACH 35%



SESIONES DE 15
MINUTOS CON
CAMBIO DE COLOR

BLANQUEAMIENTO CLÍNICO

Blanqueamiento dental a base de **Peróxido de Hidrógeno al 35%** para dientes vitales y no vitales en clínica.

- Con bloqueador de calor.
- Contiene nitrato de potasio y fluoruro de sodio para reducir la hipersensibilidad.
- Evita desperdicios: presentación en dos frascos, peróxido y espesante, para mezclar la cantidad necesaria en cada aplicación.



18

APLICACIONES

CADA KIT CONTIENE:

- 1 frasco de peróxido de hidrógeno.
- 1 frasco de espesante.
- 1 frasco de solución neutralizante del peróxido (Neutralize).
- 1 espátula.
- 1 placa para preparación de gel.
- 1 jeringa de K-Dam.

~~126⁵⁰ €~~
Precio kit

84³³ €

Ref. KYMKBL35KIT

El precio de la
unidad en oferta

63,25 €



EXCELENTE PODER DE SELLADO.

NO IRRITA LOS TEJIDOS GINGIVALES.

3+1

~~20,70 €~~
Precio caja con jeringa de 2g

13'80 €

Ref. KYMK-DAMJER

El precio de la unidad en oferta

10,35 €

COLOR DISPONIBLE:
AZUL (jeringa 2 g)

K-DAM

BARRERA GINGIVAL

Resina **fotocurable** para **aislamiento total o parcial** de la encía.

- Excelente tixotropía, no escurre.
- Aplicación directa.
- Fácil de eliminar.

K-DAM está indicado para:

- Aislamiento total para blanqueamientos dentales en clínica.
- Aislamiento parcial: dique de piezas aisladas.

K-BLEACH RM

REMOVEDOR DE MANCHAS POR MICROABRASIÓN

REVITALIZA TU SONRISA

Microabrasivo a base de ácido clorhídrico al 6% y carburo de silicio para eliminar manchas por fluorosis, hipoplasia superficial del esmalte, defectos estructurales que pigmentan y manchas blancas de caries inactivas.

MÍNIMAMENTE INVASIVO.

COLOR GRIS PARA FACILITAR SU APLICACIÓN.

3+1

~~31,40 €~~
Precio caja con jeringa de 2g

20'93 €

Ref. KYMKBLRMJER

El precio de la unidad en oferta

15,70 €





CONTIENE CALCIO PARA PREVENIR LA DESMINERALIZACIÓN Y REDUCIR LA HIPERSENSIBILIDAD.

K-BLEACH 6%

BLANQUEAMIENTO CASERO PREMIUM

Blanqueamiento dental casero a base de peróxido de hidrógeno al 6% bajo supervisión del odontólogo.

- Tan solo una hora diaria con grandes resultados en menos tiempo.
- Doble acción desensibilizadora: contiene nitrato de potasio y fluoruro.

PRÓXIMAMENTE
DIENTES MÁS BLANCOS EN MENOS TIEMPO

15

HASTA 15 DÍAS DE APLICACIÓN POR JERINGA.




BAJO SUPERVISIÓN DE UN ODONTÓLOGO.

CADA KIT CONTIENE:

- 4 jeringas de 3 g cada una.
- 4 puntas aplicadoras.
- 1 portaférulas.
- 1 tarjeta para citas.
- Manual de instrucciones para el paciente y el odontólogo.





UNA SIMBIOSIS PREVENTIVA ALTAMENTE EFECTIVA DE HIDROXIAPATITA Y FLUORURO

APACARE® REMINERALIZA Y REPARA LOS DEFECTOS DEL ESMALTE

El esmalte líquido, también conocido como hidroxapatita médica, que contiene ApaCare® estimula la remineralización de los dientes, reduce la sensibilidad y la hipersensibilidad y actúa como agente blanqueador natural.

APACARE® PASTA REMINERALIZANTE

ALISA, SELLA Y BLANQUEA LOS DIENTES

La pasta dentrífica ApaCare® contiene fluoruro de sodio (1.450 ppm de ion flúor) y esmalte líquido que se adhieren en la superficie de los dientes durante el cepillado.



APTO PARA ADULTOS Y NIÑOS.



ESPECIALMENTE ADECUADO EN CASO DE UNA ALTA TENDENCIA A CARIES, DIENTES SENSIBLES O DESPUÉS DE COMIDAS ÁCIDAS.



~~11'07 €~~
Tubo de 75 ml.

8'30 €

Ref. 1001402



APACARE® LIQUID

DIENTES MÁS SUAVES Y BRILLANTES

Enjuague bucal antibacteriano con hidroxapatita médica para la prevención de caries y periodontitis.

REDUCE LAS CARIES INCIPIENTES Y LAS BACTERIAS PERIODONTALES.



CONTIENE ACEITES ESENCIALES QUE COMBATEN LAS BIOPELÍCULAS Y BACTERIAS PATÓGENAS.



REDUCE CONSIDERABLEMENTE LA SENSIBILIDAD.



ALTAMENTE ENRIQUECIDO CON HIDROXIAPATITA.



NO CONTIENE SUSTANCIAS ABRASIVAS (RDA<10).



APACARE® REPAIR

REPARACIÓN INTENSIVA (UNA VEZ AL DÍA)

Gel reparador, desensibilizante y blanqueador.

ApaCare Repair está altamente enriquecido con hidroxiapatita médica.

El esmalte dental líquido (hidroxiapatita médica) protege los dientes con una capa protectora muy fina. Los dientes se blanquean y se recubren con una capa brillante que repele las bacterias y la placa. Reduce considerablemente la sensibilidad, repara las caries incipientes, los poros y las asperezas, y ayuda a frenar la progresión de las manchas blancas. ApaCare Repair no contiene sustancias abrasivas (RDA <10).

*Uso en casa bajo prescripción médica. **

~~15'27 €~~

Tubo de 30 ml.

11'45 €

Ref. 10011620

APACARE® PROFESSIONAL

PARTÍCULAS INNOVADORAS DE LIMPIEZA PARA GRANDES RESULTADOS

Pasta de pulido a base de hidroxiapatita médica y fluoruro de sodio para higiene dental profesional.



ELIMINA EFICAZMENTE LA PLACA Y LA COLORACIÓN.



ESPECIALMENTE RECOMENDADO TRAS UNA TERAPIA PERIODONTAL Y UNA HIGIENE DENTAL PROFESIONAL.

~~31'50 €~~

Tubo de 75 ml.

23'63 €

Ref. 1000932

APACARE® BARNIZ DESENSIBILIZANTE REPARACIÓN INTENSIVA

Laca adhesiva natural para remineralización en caso de dientes sensibles o caries incipientes.



CAPA PROTECTORA TOTALMENTE BIOCÓMPATIBLE.



HIDROXIAPATITA MÉDICA.

~~21'50 €~~

Frasco con 5 ml.

16'13 €

Ref. 1040100

CuringPen

LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN CON 4 LEDS

- Máxima intensidad de luz en 3 segundos.
- Muy ligera (109g).
- Batería larga duración

INTENSIDAD DE LUZ

1000mw/cm², 1500mw/cm², 2300mw/cm², 600mw/cm²
(modo detección)

CABEZAL GIRATORIO 360°




PANTALLA DIGITAL



MÚLTIPLES OPCIONES DE CURADO

Modo rampa



Modo pulso



Detección de caries



~~340 €~~

Precio

212'50 €

¡OFERTA!

Por la compra de 600€ en productos KIYOMI recibe un

Curing Pen sin cargo

IVA no incluido. Precios validos salvo error tipográfico.



IPG Dental



KIYOMI
estética dental



www.kiyomidental.com