

Ofertas Especiales

HASTA EL 31
DE AGOSTO DE 2022



NO TE PUEDES PERDER:

Nuevo motor para implantes
Surgic Pro 2 New

Nueva turbina
Ti-Max Z Micro New

Nuevo contra-ángulo
Z95L con función Spray Switch New

... ¡Y MUCHAS OTRAS OFERTAS!





partnership **innovation**
precision
tomorrow quality
comfort
hospitality
smile
confidence
professionalism

Estimado cliente,

Estoy muy contento de presentaros las nuevas Ofertas Especiales de NSK Dental Spain. Las ofertas serán válidas hasta finales de agosto del año 2022. Este año, por fin nos volveremos a ver en el regreso de Expodental en Madrid en su formato habitual y tradicional, a finales de marzo. Otro signo de cambio positivo después de un período difícil.

Desde NSK creemos que la innovación es la clave para salir de periodos difíciles, y nosotros siempre nos hemos comprometido a crear nuevas soluciones y tecnologías que sean verdaderamente útil para las personas. Por ello, la portada de las Ofertas Especiales destaca dos de las más importantes novedades propuestas por NSK: el nuevo micromotor Surgic Pro2, la más reciente evolución en una categoría de productos en la que siempre hemos sido reconocidos por la calidad y fiabilidad. Y el contra-ángulo Ti-Max Z95L, el primero en el mundo capaz de cambiar fácilmente e intuitivamente el tipo de spray para prevenir la generación de aerosoles en las intervenciones dentales. Pero como siempre, hay una gran cantidad de ofertas que explorar.

Permíteme recordarte que te mantengas al día de nuestras noticias e iniciativas siguiendo nuestras redes sociales (la página oficial de NSK Dental Spain en Facebook y nuestro nuevo perfil de Instagram).

Sólo me queda desearos una buena lectura y recordaros que el equipo de NSK Dental Spain está siempre a tu lado.

Atentamente,

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain



SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE NSK

El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra infecciones.

El Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera.


La válvula Anti-Retorno previene la contaminación del suministro de agua.

Clean Head System



Sistema anti-succión que evita la contaminación cruzada en el sistema de entrada de aire.

Válvula Anti-Retorno

Las válvulas Anti-Retorno previenen la contaminación cruzada en los suministros de agua de las turbinas y los micromotores eléctricos.



Turbina y Acoplamiento



Contra-ángulo y Micromotor



Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con el **Clean Head System** (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos.

Todos los acoplamientos y micromotores incluyen Sistemas **Anti-retorno**.



La eficacia del Sistema DualDefence ha sido probada y validada por universidades de prestigio, como la Universidad de Washington, la universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur.

Ti-Max Z

TURBINAS DE TITANIO • CON LUZ 

POTENCIA 26W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño: $\varnothing 12,5 \times \text{Al } 13,1 \text{ mm}$
- Velocidad: 320.000~400.000 min^{-1}
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo Z800L con el cabezal aún más pequeño: $\varnothing 10,8 \times \text{Al } 12,1 \text{ mm}$
- **2 AÑOS** de Garantía



Conexión NSK
MODELO **Z900L**
CÓDIGO DE PEDIDO **P1111**

Conexión KaVo® MULTiflex®
MODELO **Z900KL**
CÓDIGO DE PEDIDO **P1113**

KaVo® y MULTiflex LUX®
son marcas registradas
de Kaltenbach & Voigt GmbH
& Co, Alemania

599€*
1.484€*

Ti-Max Z micro

TURBINAS NEUMÁTICAS

POTENCIA 20W

- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Óptica de Vidrio Celular
- Rodamientos de Cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio
- Para fresas estándar y mini
- Porta-fresas Push Botton
- Spray Quattro
- 3X-Power System
- Parada rápida
- Fácil cambio de cartucho

TAMAÑO PEQUEÑO,
ENORME OPERATIVIDAD



Conexión NSK
MODELO **Zmicro PTL**
CÓDIGO DE PEDIDO **PA2357001**

Conexión KaVo® MULTiflex®
MODELO **Zmicro KL**
CÓDIGO DE PEDIDO **PA2358**


KaVo® y MULTiflex LUX®
son marcas registradas
de Kaltenbach & Voigt GmbH
& Co, Alemania

599€*
1.484€*

New
New
New
New
New
New

Buena accesibilidad con el cabezal mini en ángulo de 100°

La cabeza en forma de ángulo de 100° proporciona un mejor acceso a las zonas posteriores. La minicabeza garantiza un mayor campo de visión. Su diseño se basa en la fisiología de la cavidad bucal: permite trabajar con menor tensión al acceder a las zonas posteriores



El ángulo de la cabeza permite un fácil acceso

Facilita el trabajo y el acceso sin entrar en contacto con las piezas anteriores al trabajar en las zonas posteriores

S-Max pico


TURBINA DE ACERO INOXIDABLE • CON LUZ

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

- Torque: 9W
- Tamaño del Cabezal: $\varnothing 8,6 \times \text{Al } 9 \text{ mm}$
- Velocidad: 380.000~450.000 min^{-1}
- Spray Simple
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio



Escala 1:1



Cabezal- \varnothing : 8,6mm
Altura del Cabezal: 9,0mm



Conexión NSK
MODELO **S-Max pico**
CÓDIGO DE PEDIDO **P1140**

Conexión KaVo® MULTiflex®
MODELO **S-Max pico KL**
CÓDIGO DE PEDIDO **P1142**

KaVo® y MULTiflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

599€*
1.113€*

Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE • SIN LUZ

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Tamaño del Cabezal: $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

Conexión NSK
MODELO **Pana-Max2 PTL**
CÓDIGO DE PEDIDO **P1211**

299€*
607€*



Conexión KaVo® MULTiflex®
MODELO **Pana-Max2 KV**
CÓDIGO DE PEDIDO **P1212**

KaVo® y MULTiflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

299€*
651€*

Pack Pana-Max2 M4

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- **Válvula Anti-Retorno**
- Tamaño del Cabezal: $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



2 Turbinas del mismo modelo

Conexión directa
MODELO **Pana-Max2 M4**
CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**

469€*
970€*

ACOPLAMIENTOS

LED



Acoplamiento para instrumentos NSK
MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**

- Válvula Anti-Retorno

199€*
409€*



Acoplamiento para instrumentos KaVo®
MODELO **KCL-LED** REF. **P1005600**

- Válvula Anti-Retorno

309€*
583€*

Turbinas

S-Max M

BEST PROMO

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE • CON LUZ 

POTENCIA 26W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal:
ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min⁻¹
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario
- **2 AÑOS** de Garantía

2 Turbinas del mismo modelo

Conexión NSK
MODELO **M900L**
CÓDIGO DE PEDIDO **P1254**

799€*
1.762€*



2 Turbinas del mismo modelo

Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO **M900KL**
CÓDIGO DE PEDIDO **P1258**

KaVo® y MULTIflex LUX®
son marcas registradas
de Kaltenbach & Voigt GmbH
& Co, Alemania

799€*
1.976€*




ALTA POTENCIA DE 26W

La estructura interna ha sido completamente rediseñada para una mayor reducción del ruido y las vibraciones, incluyendo el nuevo rotor de alta potencia de 26W. El nuevo diseño del rotor se ha optimizado usando una simulación de flujo de aire rotatorio, alcanzando los 26W de potencia mediante el uso eficiente de la energía de la fuente de aire.

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Fácil sustitución del cartucho



Sistema de Cabezal Limpio



Amplia compatibilidad con la mayoría de acoplamientos del mercado.



Spray Quattro

Contra-Ángulos

EL MOMENTO DEL CAMBIO



Mira como los contra-ángulos NSK reducen considerablemente la generación de aerosoles.

Menos Aerosoles, Menor Riesgo


Fácil Cambio On/Off de Spray



Chorro de agua



Bruma



Cambie en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)

El spray de aire contribuye de manera significativa a crear aerosoles en los instrumentos dentales. Los contra-ángulos producen mucha menos bruma en comparación con las turbinas y al cambiar el spray de aire en estos instrumentos se genera todavía menos aerosol. Esto significa que los riesgos asociados se reducen considerablemente. NSK ha inventado el sistema para cambiar el tipo de spray de aire del instrumental rotatorio. Ningún otro fabricante de instrumental rotatorio ofrece esta cómoda y eficaz característica.

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad Máxima: 200.000 min-1
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- Microfiltro
- **3 AÑOS** de Garantía

MODELO **Z95L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1034**

999€*
1.692€*

New
New
New
New
New

SPRAY SWITCH



Contra-Ángulos

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos
- Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton
- Microfiltro

MODELO **Z25L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- **3 AÑOS** de Garantía

769€*
1.083€*



MODELO **Z45L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1064**

- Con Luz
- Spray Switch
- Multiplicador 1:4,2
- **3 AÑOS** de Garantía

999€*
1.511€*



Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT resistente a arañazos
- Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton
- Microfiltro

MODELO **X95L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C600**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- **2 AÑOS** de Garantía

799€*
1.444€*



MODELO **X95**
CÓDIGO DE PEDIDO **C610**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- **2 AÑOS** de Garantía

599€*
1.103€*



MODELO **X25L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C601**

- Con Luz
- Velocidad directa 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

599€*
1.064€*



MODELO **X25**
CÓDIGO DE PEDIDO **C611**

- Sin Luz
- Velocidad directa 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

399€*
759€*



S-Max M

BEST PROMO

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- **2 AÑOS** de Garantía

2 Contra-Ángulos del mismo modelo

MODELO **M25**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1027**

- **Sin Luz**
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)
- **2 AÑOS** de Garantía

599€*
1.294€*



2 Contra-Ángulos del mismo modelo

MODELO **M25L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1024**

- **Con Luz**
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)
- **2 AÑOS** de Garantía

799€*
1.716€*



2 Multiplicadores del mismo modelo

MODELO **M95**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1026**

- **Sin Luz**
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)
- **2 AÑOS** de Garantía

799€*
1.722€*



2 Multiplicadores del mismo modelo

MODELO **M95L**
CÓDIGO DE PEDIDO **C1023**

- **Con Luz**
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)
- **2 AÑOS** de Garantía

999€*
2.280€*



Pieza de Mano

MODELO **M65**
CÓDIGO DE PEDIDO **H1008**

389€*
623€*

- **Sin Luz**
- Velocidad directa 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

Kit Premium

- +** Turbina de Titanio
Con Luz
MODELO **Z900L**
REF. **P1111**
- +** Acoplamiento NSK
MODELO **PTL-CL-LED**
REF. **P1001600**
- Contra-Ángulo de Titanio
Con Luz
MODELO **X25L**
REF. **C601**

1.269€*
2.957€*



Kit Superior

- +** Turbina de Acero Inoxidable
Con Luz
MODELO **M900L**
REF. **P1254**
- +** Acoplamiento NSK
MODELO **PTL-CL-LED**
REF. **P1001600**
- Contra-Ángulo de Titanio
Sin Luz
MODELO **X25**
REF. **C611**

899€*
2.049€*



Micromotores

M40 XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO

LED

MODELO **M40 XS** CÓDIGO DE PEDIDO **E1135051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

629€*
1.181€*



M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO
SIN LUZ

MODELO **M40N XS** CÓDIGO DE PEDIDO **E1136051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

469€*
800€*



S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO

MODELO **S-Max M205** CÓDIGO DE PEDIDO **M1007**

- Sistema Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

409€*
567€*



DynaLED M205LG

MICROMOTOR NEUMÁTICO

LED

MODELO **DynaLED M205LG** CÓDIGO DE PEDIDO **M1018**

- Sistema Anti-Retorno
- Autogenerador Eléctrico 25.000 LUX
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

899€*
1.334€*



iCare

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad

Sistema Automático de Limpieza
MODELO **iCare C2** REF. **Y1002787**



2 adaptadores de turbina a elegir

1.749€*
3.354€*



iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO



ELIMINA
Covid-19

*con certificación oficial

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra • Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación • Certificado ISO 15883 y 15883-5

Sistema Automático de Limpieza
MODELO **iCare+ C2** REF. **S102**



Solución de limpieza y aclarado
MODELO **n.clean** REF. **ACL600**



Solución bactericida, fungicida y virucida
MODELO **n.cid** REF. **ACD600**



Aceite de mantenimiento
MODELO **Botella PEHD 1 L** REF. **Z016117**



2 adaptadores de turbina a elegir

4.999€*
8.864€*



MODELO **n.clean**
CÓDIGO DE PEDIDO **ACL600**

146€*
192€*

MODELO **n.cid**
CÓDIGO DE PEDIDO **ACD600**

146€*
205€*

Pana Spray Plus

LUBRIFICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

MODELO **Pana Spray Plus 500 ml**

20,89€*



La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B
CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA





MAYOR SEGURIDAD MAYOR CAPACIDAD

MODELO **iClave plus**
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

3.469€*
7.584€*



Cámara de acero



Cámara de cobre

Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos

Cámara de 18 litros de capacidad
Con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros
El sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica
Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero

Purity

PURIFICADOR DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA

CÓDIGO DE PEDIDO **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

1.029€*

1.711€*



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

DX425

DESMINERALIZADOR DE AGUA

CÓDIGO DE PEDIDO **DEMX010425**

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural

369€*

607€*



Newseal Plus


TERMOSELLADORA

CÓDIGO DE PEDIDO **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

519€*

861€*



Surgic Pro2

EL NUEVO MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

El set completo del Surgic Pro2 incluye:

- Unidad de control
- Pedal de control inalámbrico
- Contra-ángulo
- Micromotor
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

POTENCIA

Hasta 80 Ncm



OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



1 Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga.



2 Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúrgicos.



3 Luz LED de color de Alta Resolución para permitirle ver la sangre y las encías como si tuvieran luz natural y, por lo tanto, brindar una mayor visibilidad durante cada intervención, generando una cantidad mínima de calor.



4 Silencio y suavidad gracias a la nueva bomba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



5 Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece a máxima seguridad en la colocación de implantes.



6 Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto riesgo.



7 Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg3, el Osseo100+, el pedal de control inalámbrico y iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



8 Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional.

Surgic Pro2

MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

MODELO **Surgic Pro2 LED**
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004195**



Contenido:

- Unidad de control
- Micromotor con luz LED **SGL80M**
- Contra-ángulo óptico **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Pedal de control inalámbrico
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

3.999€*
6.301€*

MODELO **Surgic Pro2**
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004196**

Contenido:

- Unidad de control
- Micromotor sin luz **SG80M**
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Pedal de control inalámbrico
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

2.999€*
4.773€*



Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEOINTEGRACIÓN

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

MODELO **Osseo 100+**
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004176**

1.689€*
3.328€*



MODELO **Osseo 100**
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004175**

1.559€*
2.912€*



MulTipeg™ REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar

33€*
62€*



* Existen diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.

Surgic Pro MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

POTENCIA
Hasta 80 Ncm



POTENTE • SEGURO • PRECISO

OPCIÓN 1

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M**



- 3 contra-ángulos **SG20** (Reducción 20:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

2.999€*

6.567€*



Contra-Ángulo **SG20**
REF. **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

OPCIÓN 2

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M**



- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Contra-ángulo **X-SG93** (Multiplicador 1:3)
- Pieza de mano **X-SG65** (Velocidad directa 1:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

2.999€*

6.415€*



Contra-Ángulo
SG20
REF. **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1



Contra-Ángulo
X-SG93
REF. **C1007**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:3



Pieza de Mano
X-SG65
REF. **H1038**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1



Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso



Alta precisión de torque

La calibración de la pieza de mano (AHC) exclusiva de NSK garantiza el valor de torque adecuado para cada tratamiento



SGL70M - Micromotor compacto y ligero

De reducido tamaño y peso, para mejorar el equilibrio durante su funcionamiento y disminuir la fatiga del profesional.

OPCIÓN 1

Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SGL70M**



- 3 contra-ángulos con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

3.999€*
8.899€*



Contra-Ángulo **X-SG20L**

REF. **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

OPCIÓN 2

Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SGL70M**



- Contra-ángulo con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Contra-ángulo con luz **X-SG93L** (Multiplicador 1:3)
- Pieza de mano con luz **X-SG65L** (Velocidad directa 1:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

3.999€*
8.644€*



Contra-Ángulo **X-SG20L**

REF. **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

Contra-Ángulo **X-SG93L**

REF. **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3

Pieza de Mano **X-SG65L**

REF. **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

Surgic Pro+

SISTEMA
DE MICROMOTOR
QUIRÚRGICO

DOBLE
RENDIMIENTO
Y POTENCIA

La Tecnología de Enlace de NSK
permite conectar las dos
unidades quirúrgicas para su
utilización con un solo pedal
creando un centro de tratamiento
quirúrgico compacto



VarioSurg3

LED

SISTEMA ULTRASÓNICO
DE CIRUGÍA ÓSEA



Micromotor para Implantología
MODELO **Surgic Pro+ LED** REF. **Y1003585**



Sistema de Cirugía Ultrasónica
MODELO **VarioSurg3 (Sin Pedal)** REF. **Y1002248**



Carrito de soporte para ambos sistemas
MODELO **iCart Duo** REF. **S9090**



Cable de conexión
MODELO **Cable de Enlace** REF. **Z1189**

8.999€*
15.763€*



Pack Puntas VarioSurg

2 + 1

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo
Descuento equivalente al valor de la punta más barata
[Oferta no aplicable a kits de puntas]

Puede descargar en PDF
el Catálogo de Puntas:



VarioSurg3

SISTEMA DE CIRUGÍA ULTRASÓNICA

MODELO **VarioSurg3** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002726**

- Aplicaciones:
 - Cirugía Ósea
 - Elevación de Seno
 - Cirugía Periodontal
 - Cirugía Endodóntica
- Tres modos:
 - Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación

5.999€*
11.271€*



Incluido:

Kit Básico
H-SG1
SG3
SG5
SG6D
SG7D
SG11



CON DOBLE LUZ



+ 2ª PIEZA DE MANO CON CABLE



Pieza de Mano con cable VarioSurg3
REF. **E1133001**

Varios Combi Pro iPiezo engine®

DISPOSITIVO PARA
TRATAMIENTO PERIODONTAL

2 SISTEMAS EN 1

- El equipo se compone de:
- Prophy-System
Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
 - Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
 - Ultrasonidos
Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
 - Tres puntas: G4, G8 y G16
 - Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
 - Unidad de control



iPiezo engine®

Motor Ultrasónico
de Última Generación

Exclusivo de **NSK**



Dispositivo para Tratamiento Periodontal
MODELO **Varios Combi Pro** REF. **Y1002843**



Tratamiento Periodontal Subgingival
MODELO **Kit Perio** REF. **Y1003042**



2ª Pieza de Mano - Escarificador Ultrasónico
MODELO **Varios2 Lux** REF. **E351050**



Puntas-V Perio-Control
MODELO **Kit de Inicio Perio-Control** REF. **Y1002606**

4.999€*
8.373€*

Kit Perio

TRATAMIENTO PERIODONTAL
SUBGINGIVAL

REF. **Y1003042**

- El equipo se compone de:
- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
 - Depósito de polvo y manguera
 - Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
 - Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)



2ª Pieza de Mano



Varios2 Lux

iPiezo engine®
ESCARIFICADOR
MULTIFUNCIONAL
ULTRASÓNICO

REF. **E351050**


- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa

Puntas-V

KIT DE INICIO
PERIO-CONTROL

REF. **Y1002606**

- Incluye Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- Incluye 4 Puntas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R



PULIDO POR AIRE



ULTRASONIDOS



PIEZAS DE MANO



MODELO **SGS-ES**
CÓD. PEDIDO **H264**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

419€*
579€*

MODELO **X-SG65L**
CÓD. PEDIDO **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

839€*
1.175€*



MODELO **X-SG65**
CÓD. PEDIDO **H1038**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

499€*
701€*



MODELO **X450L**
CÓD. PEDIDO **P1078**

- Con Luz
- Sólo para fresas de 25 mm de largo

739€*
1.033€*



MODELO **SGS-E2S**
CÓD. PEDIDO **H266**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2

849€*
1.189€*



MODELO **SGA-ES**
CÓD. PEDIDO **H263**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1
- Ángulo de 20°

719€*
1.009€*



MODELO **SGA-E2S**
CÓD. PEDIDO **H265**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2
- Ángulo de 20°

919€*
1.290€*

PIEZAS DE MANO · MICROSISIERRAS



Reciprocidad 1,8 mm

MODELO **SGR2-E**
CÓD. PEDIDO **SH162**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.129€*
1.580€*



3° Sagital

MODELO **SGT2-E**
CÓD. PEDIDO **SH163**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.399€*
1.971€*



17° Oscilación

MODELO **SGO2-E**
CÓD. PEDIDO **SH164**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.519€*
2.127€*

COMPONENTES

Tubos de Irrigación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900113**

- Juego de 5 tubos

41,59€*
83€*



Surgic Pro

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg3

SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA
IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



New
New
New
New
New
New

- Reducción 20:1
- Velocidad máx.: 2,000 min-1
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y pterigoideos en cirugía Maxilofacial/cirugía oral

MODELO **SGX-E20R**
CÓDIGO DE PEDIDO **HA1200**

1.229€*
1.721€*

SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES
ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 20:1



MODELO **X-SG20L**
CÓD. PEDIDO **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

999€*
1.437€*

MODELO **X-DSG20L**
CÓD. PEDIDO **C1068**

- Con Luz
- Reducción 20:1
- Desmontable

1.099€*
1.545€*



MODELO **X-DSG20**
CÓD. PEDIDO **C1067**

- Sin Luz

899€*
1.255€*

DESMTABLE



MODELO **SG20**
CÓD. PEDIDO **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

689€*
988€*



MODELO **SGMS-ER20i**
CÓD. PEDIDO **Y110147**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

629€*
883€*

ALTA VELOCIDAD

MODELO **X-SG93L**
CÓD. PEDIDO **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

999€*
1.444€*



MODELO **X-SG93**
CÓD. PEDIDO **C1007**

- Sin Luz

799€*
1.123€*

MODELO **Z-SG45L**
CÓD. PEDIDO **C1107**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

999€*
1.406€*



MODELO **Z-SG45**
CÓD. PEDIDO **C1108**

- Sin Luz

859€*
1.203€*

Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM
SUPRA Y SUBGINGIVAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina*
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis
La pieza de mano gira 360°

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)



Eliminador de película biológica
MODELO **Perio-Mate**



2ª Pieza de Mano
MODELO **Pieza de Mano Perio-Mate** REF. T1043010



Perio-Mate Powder · 2 frascos de 160 g
MODELO **Perio-Mate Powder** REF. Y900938

899€*
1.996€*



Perio-Mate Powder


REF. Y900938

- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g


60€*
83€*



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen de flujo de polvo

iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO
INALÁMBRICO

MODELO **ISD900** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001358**

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min⁻¹

999€*
1.926€*





**¡PRUEBE NSK
GRATIS!**

PRUEBE LOS PRODUCTOS
DE NSK
Y DESCUBRA POR QUÉ
LOS PROFESIONALES
QUE LOS PRUEBAN,
LOS COMPRAN.

www.trynsk.es




Confianza Probada

La confianza es un valor fundamental. Y NSK siempre se la ha ganado gracias a la calidad, eficiencia y fiabilidad de sus productos. ¡Pruébalos ya!

iPiezo engine® MOTOR ULTRASÓNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Exclusivo de **NSK**

El motor ultrasónico de alto rendimiento iPiezo engine® permite un tratamiento óptimo. Las acciones del profesional se transmiten con precisión a la punta, como si ésta fuera una extensión de su mano. Esto hace que el tratamiento se adapte perfectamente a las condiciones de la superficie dental. El resultado es un tratamiento más rápido y suave para los pacientes.



Función de retroalimentación

iPiezo engine® de NSK suministra la energía apropiada a la punta, dependiendo de las condiciones de la superficie del diente. Proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, incluso cuando se retira el cálculo duro.

Función de ajuste automático

La función de ajuste automático proporciona a la punta una frecuencia estable y suave dentro del rango de potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual asegura un resultado ideal.

Para un escarificado uniforme

Los escarificadores ultrasónicos convencionales pierden potencia al pasar del sarro blando al duro. La carga sobre el extremo de la punta es detectada automáticamente por el iPiezo engine® de la serie Varios, lo que garantiza un escariado uniforme, sin pérdida de potencia.

Sistema Exclusivo NSK

El motor iPiezo engine® de NSK, hace que los tratamientos sean más cómodos y rápidos, beneficiando tanto al paciente como al dentista por igual.

Varios 970 iPiezo engine®

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz



MODELO **Varios 970 LED**
REF. **Y1004161**

1.549€*
2.915€*

MODELO **Varios 970**
REF. **Y1004160**

1.349€*
2.516€*



Varios 570 iPiezo engine®

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Con luz LED



MODELO **Varios 570 LED**
REF. **Y1001273**

1.049€*
1.972€*



Varios 370 iPiezo engine®

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Sin luz

CUERPO PORTÁTIL
ULTRA COMPACTO

MODELO **Varios 370**
REF. **Y1001340**

689€*
1.293€*



Puntas Varios

1 + 1

Por la compra de cualquier punta **Varios** recibirá otra del mismo modelo

Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:



NSK Young Smilebox

EL NUEVO Y PRÁCTICO KIT DE HIGIENE BUCAL



MODELO **SMILEBOX**
REF. **S220001**

289€*
~~727€*~~

New
New
New
New
New



FX57m:

- Contra-Ángulo de pulido sin luz
- Reducción 4:1
- Cuerpo de acero inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables



Copa de Pulido Elite Soft

- Diseño especial para reducir salpicaduras
- Pack de 144 unidades



2Tone™

- Revelador de placa con fórmula avanzada de dos colores
- Botella de 59ml



Dry Tips

- Discos absorbentes de saliva
- Pack de 50 unidades



Pasta de Pulido con sabor a menta

- Elimina las manchas, blanquea y pule en un solo paso
- Pack de 125 unidades

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 4:1



MODELO **FX57m**
CÓD. PEDIDO **C1054**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

259€*
~~354€*~~



MODELO **X55**
CÓD. PEDIDO **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta a 3 niveles
- Spray de Agua Simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

539€*
~~759€*~~

ESCARIFICADORES

MODELO **S970L**
CÓD. PEDIDO **T1005**

- Con Luz

779€*
~~1.368€*~~



- Escarificador Neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

MODELO **S970**
CÓD. PEDIDO **T1020**

- Sin Luz

599€*
~~1.122€*~~

MODELO **S970KL** CÓD. PEDIDO **T1013**

- Escarificador Neumático Con Luz
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®



KaVo® y MULTiflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Alemania

799€*
~~1.494€*~~

MODELO **AS2000 M4**
CÓD. PEDIDO **T698**

- Escarificador Neumático Sin Luz
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)



269€*
~~575€*~~

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina*
Acoplamiento sencillo e instantáneo
Diseño ligero y flexible

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)

Sistema de blanqueamiento dental
MODELO **Prophy-Mate neo**



2ª Pieza de Mano
MODELO **Pieza de Mano Larga** REF. T797010



Flash Pearl - 4 frascos de 300 g
MODELO **Flash Pearl** REF. Y900698

899€*
1.795€*



Giro fácil y fluido de 360°



Flash Pearl

REF. Y900698


- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g



75€*
116€*



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido

iProphy

PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión.
Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

MODELO **iProphy**
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1500015**

899€*
1.482€*

DEVUELVE EL CONTROL A TUS MANOS

Sin pedal de control, el **iProphy** inalámbrico te da mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos de gran control. Lleva al siguiente nivel tu práctica clínica mejorando tu rendimiento gracias al **iProphy**.



Kit Endodoncia

New
New
New
New
New
New



Localizador de Ápice
MODELO **iPex II** REF. **Y1002208**

Micromotor
MODELO **Endo-Mate DT2** REF. **Y1004230**

Conector
MODELO **MPAS-F20R** REF. **Y110046**

1.719€*
~~3.488€*~~



MODELO **X35L**
CÓD. PEDIDO **C620**

- Contra-Ángulo Con Luz
 - Reducción 10:1
 - Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min⁻¹

869€*
~~1.215€*~~



MODELO **X35**
CÓD. PEDIDO **C624**

- Sin Luz

589€*
~~821€*~~



MODELO **MPAS-F20R**
CÓD. PEDIDO **Y110046**

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

369€*
~~513€*~~



MODELO **EX-ENDO 128**
CÓD. PEDIDO **C592**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (∅2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño

489€*
~~683€*~~

MODELO **Ti-ENDO**
CÓD. PEDIDO **C589**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (∅2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

759€*
~~1.060€*~~

Endo-Mate DT2

MICROMOTOR
PARA ENDODONCIA

New
New
New
New
New
New

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004230**

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

869€*
1.804€*



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002208**

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador **SmartLogic** de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

599€*
1.171€*



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001027**

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

929€*
1.666€*



ULTIMATE XL TORQUE

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141471**

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.369€*
2.268€*




ULTIMATE XL COMPACTO

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141472**

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.169€*
2.268€*



VOLVERE i7 MICROMOTOR ESTÁNDAR

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002890**

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min⁻¹

809€*
1.635€*



PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA
SIN LUBRIFICACIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150022**

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

599€*
1.103€*



PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150023**

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.199€*
2.205€*



PRESTO AQUA LUX

TURBINA NEUMÁTICA
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

LED

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001151**

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.579€*
2.883€*



Dentalone

GABINETE DENTAL PORTÁTIL

CÓDIGO DE PEDIDO **S9070**

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

9.999€*
~~15.706€*~~



VIVA ace

GABINETE DENTAL LIGERO

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003773**

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg
- Contenido:
 - Set básico VIVA ace
 - Kit de micromotor VIVA ace
 - Kit de escarificador VIVA ace

7.999€*
~~14.404€*~~



VIVA MATE G5

MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min⁻¹

1.469€*
~~2.063€*~~



NSK

**SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
NSK DENTAL SPAIN**



CERCANÍA · RAPIDEZ · EFICIENCIA

La calidad de la tecnología de NSK, líder mundial en la producción de instrumental rotatorio, es indiscutible. El servicio posventa de NSK Dental Spain ha sido diseñado y organizado para ser la continuación natural de esa excelencia y para permitir a los profesionales del sector odontológico disfrutar de la eficiencia de los productos NSK. Para conseguirlo, cada intervención de mantenimiento es gestionada por un equipo interno de técnicos expertos que ofrecen un asesoramiento y atención personalizada. Garantizando el uso exclusivamente de piezas originales, herramientas específicas, con un flujo de trabajo que garantiza puntualidad y eficiencia.

El servicio hace la diferencia

La misma calidad y el mismo cuidado que todo profesional tiene en los productos NSK se encuentran en el servicio de asistencia oficial de NSK Dental Spain.

TEL: +34 91 626 61 28 E-MAIL: SAT@NSK-SPAIN.ES

RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN

Para cualquier duda o consulta sobre los productos de NSK Dental Spain, puede contactar con su delegado comercial más cercano.

Miguel Camacho

Responsable de Implantología y Grandes Cuentas
camacho@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 75

Fco. Javier Portela

Galicia, Castilla y León, Asturias e Islas Canarias
portela@nsk-spain.es
móvil: +34 645 42 69 12

Jose María Castro

Málaga, Granada, Jaén, Almería, Murcia, Ciudad Real, Ceuta y Melilla
castro@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura
gibbah@nsk-spain.es
móvil: +34 627 75 93 50

João Paulo Costa

Portugal
costa@nsk-spain.es
móvil: +351 915 66 32 32

María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas
suarez@nsk-spain.es
móvil: +34 636 79 64 64

Miguel Ángel Toribio

Madrid, Cuenca, Guadalajara y Toledo
toribio@nsk-spain.es
móvil: +34 661 36 58 91

Xavier Sentís


Cataluña y Huesca
sentis@nsk-spain.es
móvil: +34 650 29 11 46

Óscar Llorente

Zaragoza, Soria, Teruel, Comunidad Valenciana, Albacete e Islas Baleares
llorente@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 03

Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Burgos
miguelgonzalez@nsk-spain.es
móvil: +34 627 75 92 21



EFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

Módena, 43 - El Soho-Európolis - 28232 Las Rozas de Madrid
tel: +34 91 626 61 28 - fax: +34 91 626 61 32 - e-mail: info@nsk-spain.es

