

**IDS**  
**2021**

Del 22-25 de septiembre  
H. 11.1 Stand F. 10

# OFERTA ESPECIAL

## CLÍNICA 2021



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre  
al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
[www.mestra.es](http://www.mestra.es)



**MESTRA** by **icanCLAVE**

Ref. 100365

Autoclave de sobremesa D118 de  
18 litros clase B.

- Componentes internos de alta calidad.
  - ✓ Valvulas ODE.
  - ✓ Bomba de vacío ULUAK.
  - ✓ Bomba de agua ULKA.
- Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB).
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cual garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos (EN13060).
- Autodiagnóstico con códigos de error.
- Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados.
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza.
- Dispone de impresora.



Alto	450 mm
Ancho	490 mm
Fondo	600 mm
Peso	47 kg.
Voltaje Nominal	220-240 V 50/60 Hz.
Dimensiones cámara	247 / 350 mm
Disyuntor	F16 A / 400 V
Potencia Nominal	1750 W
Temperaturas de esterilización	121 /134 °C
Capacidad tanque agua destilada	2.5 litros
Temperatura de operación (°C)	5-40
Humedad relativa de operación	Max. 80 %, no condensada
Nivel Máx. de ruido	< 70 dB
Presión atmosférica de operación (kPa)	76-106



Servicio Técnico Oficial  
**icanCLAVE**  
en España

**NEW**

Oferta lanzamiento  
**2.563 €**  
+I.V.A.

## Incubadora

biológica de esporas  
mod. Elite.

Ref. 100370



Referencia	Elite Ref. 100370
Alto	80 mm
Ancho	105 mm
Fondo	165 mm
Peso	0,750 kg
Tensión	230 V 50 Hz
Consumo	25 W
Temperaturas de uso	57,5 + 2,5 °C e 35 + 2,5 °C

p.v.p. 345 €  
oferta  
**269 €**  
+I.V.A.

## Incubadora

biológica de esporas  
mod. Practic.

Ref. 100375



Referencia	Practic Ref. 100375
Alto	90 mm
Ancho	75 mm
Fondo	75 mm
Peso	0,239 kg
Tensión	90-250 V 50 Hz
Consumo	10 W
Temperaturas de uso	57,5 °C

p.v.p. 135 €  
oferta  
**105 €**  
+I.V.A.

Sencillo y fácil de manejar.  
Imprescindibles para confirmar  
el adecuado funcionamiento  
del autoclave. Muy funcional  
y económico.

## Destilador Descalcificador

Ref. 100210 B



Alto	385 mm
Ancho	250 mm
Fondo	240 mm
Peso	3,429 kg
Cap. cuba	4 l.

p.v.p. 252,86 €  
oferta  
**197 €**  
+I.V.A.

**Inox**



## Depósito de agua destilada

Ref. 080620



Está fabricado en acero inoxidable  
con regulador de presión y  
**doble válvula de seguridad.**

Alto	680 mm
Ancho con regulador de presión	255 mm
Fondo o diámetro	225 mm
Peso	4,700 kg
Capacidad	18 litros

p.v.p. 312,11 €  
oferta  
**243 €**  
+I.V.A.



# MESTRA

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)



¡Siguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Mezcladora de alginato

Ref. 080515

- Fácilmente transportable.
- Ergonómica.
- 2 velocidades.



+ regalo de 1 taza valorada en 21,85 €  
Ref. 080515-02



- Espátula incluida.

Alto	230 mm
Ancho	175 mm
Fondo	250 mm
Peso	3 kg

p.v.p. 408,23 €  
oferta  
**318 €**  
+I.V.A.



## Mezcladora automática de alginato Ref. 100191

- CÓMODA Mezcla automática.
- RAPIDA Obtención de la mezcla en pocos segundos.
- LIMPIEZA fácil de todos los componentes.

- MEZCLA MÁXIMA 80 grs. agua + alginato.

+ regalo depósito estanco para alginato valorado en 73,55 €  
Ref. 100189

305 mm
265 mm
205 mm
17 kg

p.v.p. 828,84 €  
oferta  
**646 €**  
+I.V.A.



## Ultrasonidos de sobremesa

D3 Ref. 100313

D5 Ref. 100316



80 mm
134 mm
200 mm
0,66 kg

2 Funciones  
LIMPIEZA- PERIODONCIA  
Pieza de mano tipo Satelec  
Desmontable y Autoclavable  
con 5 puntas-insertos

p.v.p. 252,82 €  
oferta  
**197 €**  
+I.V.A.



81 mm
159 mm
188 mm
0,65 kg

3 Funciones  
LIMPIEZA- PERIODONCIA-  
ENDODONCIA  
Pieza de mano tipo Satelec  
Desmontable y Autoclavable  
con 6 puntas-insertos

p.v.p. 358,73 €  
oferta  
**280 €**  
+I.V.A.

D7 Ref. 100318



230 mm
190 mm
240 mm
1,228 kg

3 Funciones  
LIMPIEZA- PERIODONCIA-  
ENDODONCIA  
Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento.  
Pieza de mano tipo Satelec desmontable y autoclavable  
a 135° con 6 puntas-insertos

Super Oferta  
**565 €**  
+I.V.A.

## Lámpara de Polimerización Led.C. Ref. 100320

- Sin cables.
- Baterías recargables en la propia base.



Dimensiones:	263 x Ø 23 mm
Peso neto:	120 g
Alimentación:	100-240 V, 50/60 Hz
Salida de luz:	850 - 1000 m W/cm <sup>2</sup>

p.v.p. 238,42 €  
oferta  
**186 €**  
+I.V.A.

## Motor endodoncia Ref. 100350



Alto	215 mm
Ancho	85 mm
Fondo	120 mm
Peso	0,285 kg
RPM máx.	100-600
Torque	1,4 N.cm
Alimentación	Pilas

p.v.p. 784,56 €  
oferta  
**612 €**  
+I.V.A.

## Localizador de Ápices Ref. 100330



110 mm
80 mm
138 mm
0,380 kg

Calibración automática, pantalla LCD con una imagen clara y precisa. Con colores diferentes. Accesorios esterilizables. Batería recargable.

Super Oferta  
**265 €**  
+I.V.A.

## Cámara intraoral (autofocus) Ref. 100335



Alta resolución con 2.000.000 de pixels. Función Auto-Enfoque. Traslado de imágenes por WIFI. Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.

p.v.p. 784,13 €  
oferta  
**612 €**  
+I.V.A.

## Lámpara de blanqueamiento Ref. 100340



Alto	1120 mm
Ancho	820 mm
Fondo	280 mm
Peso	10,00 Kg.

p.v.p. 659,98 €  
oferta  
**515 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Negatoscopios (planos)

Ref. 100134

p.v.p. 183,70 €  
oferta  
**143 €**  
+I.V.A.

Ref. 100131

p.v.p. 524,30 €  
oferta  
**409 €**  
+I.V.A.

Sensor de films

Ref. 100132

p.v.p. 275,95 €  
oferta  
**215 €**  
+I.V.A.

DIMENSIONES	Área de visión:	Área exterior		
Ref. 100131 DIN A4	300 x 210 mm.	360 x 240 x 20 mm.	Pared y sobremesa	1,700 kg
Ref. 100132 SRA3	430 x 355 mm.	510 x 495 x 50 mm.	Pared y sobremesa	3,076 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 x 400 mm.	700 x 520 x 33 mm.	Pared	4,000 kg

## Micromotor portátil

(Autonomía, 10 h.)

Ref. 100282 (inducción) intramatic



	Caja control	R-100282
Alto	45 mm	20 mm
Ancho	105 mm	20 mm
Fondo	145 mm	155 mm
Peso	0,432 kg	0,175 Kg
RPM		30.000
Torque		250 g/cm
Potencia		30 W

p.v.p. 589,40 €  
oferta  
**460 €**  
+I.V.A.

## Selladora de bolsas automática

Ref. 080435



- Pantalla táctil de 7" con indicaciones.
- Sistema de calentamiento rápido para un sellado perfecto.
- La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario.
- Su impresora integrada permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad tanto en clínica como en laboratorio.
- Conforme a las normas: ISO11607-2:2006 y EN868-5-2009

Dimensiones	575 x 235 x 202 mm. alto
Peso	16.450 kg
Velocidad de sellado	10 m/ minuto
Temperatura	100-20-40-60-80-200 °C
Presión de sellado	85 N
Potencia	500 W


NEW

p.v.p. 2500 €  
oferta  
**1.950 €**  
+I.V.A.Oferta  
395 €  
+I.V.A.

Rodillo Opcional Ref. 080436

## Selladora de bolsas

Ref. 080433



Bobinas no incluidas


Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	100 W

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

p.v.p. 340,21 €  
oferta  
**265 €**  
+I.V.A.

## BOBINAS para selladoras

\*Consultar precios



Ref. 080441	BOBINA - 5 cm x 200 m
Ref. 080442	BOBINA - 7,5 cm x 200 m
Ref. 080443	BOBINA - 10 cm x 200 m
Ref. 080444	BOBINA - 15 cm x 200 m
Ref. 080445	BOBINA - 20 cm x 200 m
Ref. 080446	BOBINA - 25 cm x 200 m
Ref. 080447	BOBINA - 30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I  
(directiva 93/42/CEE)  
Conforme a las normas  
ISO 11607-1:2017 y  
EN 868-5:2009.

NEW

## BOLSAS para selladoras

(con autocierre)

\*Consultar precios



Ref. 080448	Bolsa - 5 x 24 cm
Ref. 080449	Bolsa - 7 x 26 cm
Ref. 080450	Bolsa - 9 x 26 cm
Ref. 080452	Bolsa - 14 x 28 cm
Ref. 080454	Bolsa - 19 x 36 cm
Ref. 080456	Bolsa - 25 x 40 cm
Ref. 080457	Bolsa - 30 x 40 cm
Ref. 080458	Bolsa - 30 x 45 cm
Ref. 080459	Bolsa - 5,7 x 13 cm

- Bolsas (200 unidades)

NEW

## Máquina de termoconformado

Ref. 080541



- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas □ de 127 x 127 mm  
Planchas ○ 120 a 127 mm

Alto	280 mm
Ancho	160 mm
Fondo	210 mm
Peso	4,25 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz.
Potencia	850 W

p.v.p. 689,72 €  
oferta  
**538 €**  
+I.V.A.

## Termoconformadora por presión

Ref. 080543



NEW

La fuerte presurización permite un moldeado preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0,5 a 4,0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

Alto	410 mm
Ancho	545 mm
Fondo	260 mm
Peso	15 kg
Alimentación	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	450 W
Presión	4-6 bar

p.v.p. 2.450 €  
oferta  
**1.911 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Horno de secado

Ref. 080118



- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
- Secado de instrumentos.
- Secado de modelos de escayola, etc.

Alto	310 mm
Ancho	340 mm
Fondo	450 mm
Peso	8,338 kg
Tensión	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	550-650 W
Rango de temp.	35-75 °C

**NEW**

Oferta lanzamiento  
**198 €**  
+I.V.A.

- Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
- 6 bandejas de acero inoxidable.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

## Calentador de placas de Cera

Para registros intraorales en clínica

Ref. 080078



Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-75 °C

- Cuba y tapa Inox.

p.v.p. 406,88 €  
oferta  
**317 €**  
+I.V.A.

## Calentador de composite

Ref. 080077



Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,742 kg.
Temperaturas	40-50 y 70°C
Diámetro de agujeros	16 mm

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.

p.v.p. 307,50 €  
oferta  
**240 €**  
+I.V.A.

## Mufla para duplicar con alginato

Ref. 020206

Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.



DIMENSIONES INTERIORES	
100 x 83 x 44 mm	0,280 kg.

p.v.p. 96,17 €  
oferta  
**75 €**  
+I.V.A.

## Mini Arenador para uso extraoral

Ref. 100122



Presión de trabajo	4 a 5,5 Kg f/cm <sup>2</sup>
Granulación de oxido	Hasta 100 micras
Peso	65 g.

45 mm  
110 mm  
195 mm  
0,290 kg

p.v.p. 195,99 €  
oferta  
**153 €**  
+I.V.A.

## Eclipse Cabina de repaso

Ref. 080216



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.



Alto	275 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,8 kg
Luz interior	LED

p.v.p. 382,50 €  
oferta  
**298 €**  
+I.V.A.

## Baños de ultrasonidos: de 5,8 L, 2,8 L

Ref. 100150



- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable.

p.v.p. 473,55 €  
oferta  
**369 €**  
+I.V.A.

290 mm  
180 mm  
365 mm  
5,4 Kg

Ref. 100152



p.v.p. 343,38 €  
oferta  
**268 €**  
+I.V.A.

245 mm  
165 mm  
300 mm  
3,9 Kg

## Baño de ultrasonido Calipso

Ref. 080422



Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Cap. cuba	4 l.
Frecuencia	40 kHz.

p.v.p. 1.191,37 €  
oferta  
**929 €**  
+I.V.A.

- Incluye:
- Cesta de acero inoxidable.
  - Vaso de cristal.
  - Pinzas limpiapiesas.
  - Temperatura.
  - Desagüe.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Baños de ultrasonidos: de 2,5l. y 1,4 l.

Ref. 100140

p.v.p. 264,75 €  
**oferta**  
**207 €**  
+I.V.A.

	R-100140	R-100141
Alto	204 mm	162 mm
Ancho	314 mm	225 mm
Fondo	243 mm	240 mm
Peso	3,073 kg	1,943 kg
Cap. cuba	2500 ml.	1400 ml.

Ref. 100141

p.v.p. 171,99 €  
**oferta**  
**134 €**  
+I.V.A.

## Mezcladora de siliconas

Ref. 100360

● Apta para el 99 % de siliconas.



Alto	290 mm
Ancho	170 mm
Fondo	250+150 mm
Peso	7,100 kg
Temp. Ambiente	5-40 °C
Alimentación	240 V 50 Hz
Potencia	150 W
Empuje	450 kg +10

p.v.p. 973,75 €  
**oferta**  
**760 €**  
+I.V.A.

## Carrito móvil eléctrico Ref. 100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 40 x 30 cm. 2 tomas de corriente para alimentar los equipos. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	780 mm
Ancho	400 mm
Fondo	418 mm
Peso	12,500 kg

p.v.p. 311,14 €  
**oferta**  
**243 €**  
+I.V.A.

## Carrito móvil eléctrico Ref. 100306

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de cristal. 2 tomas de corriente. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	770 mm
Ancho	490 mm
Fondo	370 mm
Peso	20 kg

p.v.p. 617,26 €  
**oferta**  
**481 €**  
+I.V.A.

## Carrito móvil eléctrico Ref. 100307

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 290 x 396 mm. 3 tomas de corriente para alimentar los equipos. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado. Peso soportado por bandeja, 5 kg.

785 mm	405 mm	11 kg
490 mm		

Oferta lanzamiento  
**185 €**  
+I.V.A.

## Carrito móvil eléctrico Ref. 100308

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 290 x 396 mm. 3 tomas de corriente. 1 cajón abatible. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado. Peso soportado por bandeja, 5 kg.

785 mm	405 mm	15 kg
490 mm		

Oferta lanzamiento  
**299 €**  
+I.V.A.

## Lámpara LED Ref. 100288

Brazo especial COMPACTO

Ref. 100288



- 84 LEDs.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable.
- Vida estimada, 50.000 horas.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 129,86 €  
**oferta**  
**90 €**  
+I.V.A.

## Accesorios para las Ref. 100287 - Ref. 100288

Ref. 100287 - Ref. 100288

Ref. 100288-02  
(Sargento grande)Ref. 100288-03  
(Soporte pared)Ref. 100288-04  
(Soporte mesa atornillable)Ref. 100288-07  
(Soporte sobremesa)

## Lámpara lupa Ref. 100287

Ref. 100287



- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 diotrias.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 97,40 €  
**oferta**  
**76 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Protector facial Soporte abatible + 10 láminas

Ref. 100022

**Oferta**  
**10,50 €**  
+ I.V.A.

## Protector facial Soporte + 10 láminas

Ref. 100021


**Oferta**  
**11 €**  
+ I.V.A.

## Gafas de seguridad

Ref. 100013  
Rayos UV**Super Oferta**  
**12 €**  
+ I.V.A.**Super Oferta**  
**10 €**  
+ I.V.A.Ref. 100014  
Válvula ventilaciónRef. 100012  
Gran Visión**Super Oferta**  
**10 €**  
+ I.V.A.Ref. 100011  
Antivaho**Super Oferta**  
**12 €**  
+ I.V.A.

## Escudo de protección rayos UV

Ref. 070515

**p.v.p. 20,59 €**  
**oferta**  
**16 €**  
+ I.V.A.

Largo pala	165 mm
Ancho	125 mm
Largo total	250 mm

## Recipientes para esterilización de fresas

Ref. 070530 (acero inoxidable)



DIMENSIONES

Ø 70 x (H) 35 mm 0,119 kg

**p.v.p. 42,42 €**  
**oferta**  
**33 €**  
+ I.V.A.**p.v.p. 8,49 €**  
**oferta**  
**7 €**  
+ I.V.A.

DIMENSIONES

Ø 90 x (H) 80 mm 0,122 kg

Ref. 070531

## Purificador de aire (25 m<sup>2</sup>)

Ref. 100510

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

**NEW****Oferta lanzamiento**  
**187 €**  
+ I.V.A.

Alto	303 mm
Ancho	329 mm
Fondo	170 mm
Peso	4 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	36 W

## Purificador de aire (30-35 m<sup>2</sup>)

Ref. 100512

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

**NEW****Oferta lanzamiento**  
**327 €**  
+ I.V.A.

Alto	536 mm
Ancho	360 mm
Fondo	206 mm
Peso	6,3 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	45 W

## Purificador de aire (60-70 m<sup>2</sup>)

Ref. 100514

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

**NEW****Oferta lanzamiento**  
**425 €**  
+ I.V.A.

Alto	570 mm
Ancho	370 mm
Fondo	265 mm
Peso	8,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	72 W

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Cabina higienizadora UV Ref. 100500



Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para pequeños objetos: teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc. Muy recomendable para uso personal. con función de secado.

Alto	120 mm
Ancho	296 mm
Fondo	195 mm
Peso	1 kg
Tensión	110-230 V, 50/60 Hz
Potencia	150 W

**Oferta lanzamiento**  
**55 €**  
+I.V.A.

## Cabina higienizadora UV Ref. 100502

Ref. 100502

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para clínicas y laboratorios.



Alto	300 mm
Ancho	290 mm
Fondo	200 mm
Peso	4,5 kg
Tensión	220 V, 50/60 Hz
Potencia	4 W

**Oferta lanzamiento**  
**195 €**  
+I.V.A.

## Cabina higienizadora UV Ref. 100504

Ref. 100504

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza. Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos. Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

Alto	500 mm
Ancho	350 mm
Fondo	260 mm
Peso	8 kg
Tensión	220 V, 50/60 Hz
Potencia	15 W

**Oferta lanzamiento**  
**250 €**  
+I.V.A.

## Pulverizadora-nebulizadora Ref. 100520

Ref. 100520

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos (hasta 100 m<sup>2</sup> en sólo 10 minutos).**p.v.p. 345 € oferta**  
**269 €**  
+I.V.A.

## Sistema de succión extraoral Ref. 100347

Ref. 100347



Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.

Alto (brazo no incluido)	755 mm
Ancho	330 mm
Fondo	320 mm
Peso (brazo incluido)	30 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	1.000 W
Longitud brazo	1,3 m.


**Oferta lanzamiento**  
**1.080 €**  
+I.V.A.

## Mesa de trabajo Ref. 100301 K2

Ref. 100301 K2

**Obsequio****Obsequio**

- Mesa metálica, encimera de madera.
  - Silla para puesto de trabajo.
  - Pulidora + 2 bandejas.
  - Micromotor.
  - Lámpara LED
- OBSEQUIO:**
- Lupa de mesa.
  - Fresero magnético.

**p.v.p. 1.889,36 € oferta**  
**1.474 €**  
+I.V.A.**p.v.p. 269,22 € oferta**  
**210 €**  
+I.V.A.

### Silla Puesto de trabajo Ref. 100300

Ruedas con frenado de seguridad  
Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63,000 kg

## Articulador Arquímedes Junior Semiajustable A7 FIX

### Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Guía condilar fija en la medida 30°.
- Ángulo Bennet fijo en la medida 15°.

Ref. 010098

p.v.p. 119,15 €  
oferta  
**93 €**  
+ I.V.A.



## Articulador Arquímedes Profesional Semiajustable A7 PLUS

Ref. 010099

Articulador + Estuche.

p.v.p. 221,80 €  
oferta  
**173 €**  
+ I.V.A.



Ref. 010102

Articulador + Arco Estandar + Estuche.

p.v.p. 322,50 €  
oferta  
**252 €**  
+ I.V.A.



### Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Angulación de Bennet ajustable.
- Regulación de Guía Condilar.



Ref. 010101

Articulador + Arco Elite + Estuche.

p.v.p. 419,63 €  
oferta  
**327 €**  
+ I.V.A.



### Accesorios opcionales



## Articulador tipo arco Arquímedes Protrusal Semiajustable A7 PLUS -E

Ref. 010103

Articulador + Estuche.

p.v.p. 366,15 €  
oferta  
**286 €**  
+ I.V.A.



R-010104

Articulador + Arco Estandar + Estuche.

p.v.p. 460,72 €  
oferta  
**359 €**  
+ I.V.A.



Ref. 010106

Articulador + Arco Elite + Estuche.

p.v.p. 587,44 €  
oferta  
**458 €**  
+ I.V.A.




## Compresor de pistón seco (con secador)

- Duraderos ● Silenciosos
- Sin mantenimiento



Ref. 110310  
con secador

p.v.p. 1.326 €  
oferta  
**1.034 €**  
+ I.V.A.



Ref. 110340  
con secador

p.v.p. 1.961,80 €  
oferta  
**1.530 €**  
+ I.V.A.



Estos compresores también están disponibles con (filtro Hepa H14)  
**Precios consultar**  
Ref. 110310 H y Ref. 110340 H

Ref. 110310 Ref. 110340

Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Fondo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg.	66 kg.
Voltaje	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Potencia	750 W	1.500 W
Aire aspirado	152 l/min.	230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bar)	80 l/min.	160 l/min.
R.P.M.	1.400	1.400
Ruido	53 dN	54 dB
Presión	6-8 bar	6-8 bar
Capacidad calderín	30 l.	50 l.

CERTIFICADO por TÜV SÜD  
Certificado de tipo Nº 12202200491258001  
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



**MESTRA**  
Su marca de confianza



TALLERES MESTRAITUA S.L.  
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388\* - Fax: (+34) 944 711 725  
E-mail: comercial@mestra.es  
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)  
www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta: Desde el 15 de Septiembre al 31 de Diciembre 2021 (IVA no incluido)

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES  
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.  
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.