

# 2021

## CATÁLOGO DE OFERTAS

V.0.2



IPG Dental

### EL PODER DE LA MAGNIFICACIÓN

IVA no incluido

# Vittrea





“ Creamos soluciones para cada odontólogo donde la magnificación mejora el **rendimiento visual** y proporciona una **postura ergonómica**, sana y comfortable. ”

Integrada por un **equipo multidisciplinar de expertos** en ergonomía, visión y odontología, **Víttrea** se ha consolidado como una **compañía especializada** que ofrece los **productos** más **innovadores** en ergonomía dental y visual, con un **servicio personalizado** donde el odontólogo es el verdadero protagonista.

# Cómo te ayuda la magnificación



Precisión

## Aumenta la capacidad de ver en detalle:

permite realizar diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos.



Ergonomía postural

## Mejora los hábitos posturales:

aumenta el tamaño de la imagen permitiendo trabajar a una mayor distancia del paciente.



Confort visual



## Disminuye la tensión visual:

las imágenes de mayor tamaño reducen el esfuerzo que tienen que realizar nuestros ojos, ofreciendo una imagen mejorada y de alta resolución.



## Magnificación y ergonomía en odontología

- ✓ Más del 80% de odontólogos sufren dolores en cuello y espalda debido a las malas posturas en la práctica clínica.
- ✓ Adoptar hábitos posturales correctos dependerá del uso de magnificación y sillas ergonómicas.



# Lupas TTL Galileo

Las lupas binoculares con óptica Galileo son una solución perfecta para cubrir las principales necesidades en ampliación, combinando un optimizado campo de visión y profundidad de enfoque maximizada, para una adaptación natural y rápida, idóneas para su uso continuado.



Personalizables



Amplio campo de visión



Ligeras



Ergonómicas



Fácil adaptación



2.5X

PVP 1.250'00 €

OFERTA  
1.175'00 €

2.7X

PVP 1.375'00 €

OFERTA  
1.292'00 €

3.2X


PVP 1.460'00 €

OFERTA  
1.373'00 €



La elección de la montura es tan importante como elegir la magnificación correcta.

✓ Duradera ✓ Ligera ✓ Cómoda ✓ Resistente



# Lupas TTL Prismáticas

Las lupas binoculares con óptica Kepler están diseñadas para proporcionar una mayor magnificación muy útil en procesos que requieren máxima discriminación de los detalles, como en endodoncia y microcirugía.



Personalizables



Alta precisión



Ligeras



Ergonómicas



Adaptación  
Garantizada



4.0X

PVP-2.320'00-€

OFERTA  
**2.088'00 €**

4.8X

PVP-2.480'00-€

OFERTA  
**2.232'00 €**

5.5X

PVP-2.600'00-€

OFERTA  
**2.340'00 €**

## Amplio catálogo de monturas

Bollé \*



Progear \*



Jazz



Morriz of Sweden



Morriz of Sweden wide



Blues



Soul



\* Las monturas Bollé y Progear no son compatibles con lupas TTL prismáticas.

La graduación podrá incluirse tanto en la lente soporte (excepto en la montura Progear y Bollé) como en la lente interna de la lupa. Consulta el coste según tu prescripción óptica.

# Lupas Ergo

## LA REVOLUCIÓN POSTURAL

Permiten la visualización del área de trabajo sin necesidad de inclinar el cuello, manteniendo la espalda completamente recta. Esta postura neutra permite trabajar con una ergonomía perfecta. Un diseño innovador que te sorprenderá por su extraordinaria ligereza y calidad óptica.



- ✓ Postura ergonómica ideal
- ✓ Ángulo de declinación 60°

- ✓ Evita dolor de cuello y espalda
- ✓ Rápida curva de aprendizaje



Recomendadas tanto para odontólogos generales como especialistas.

**Novedad**



**4.0X**

PVP 2.720'00 €

OFERTA

**2.448'00 €**

**5.0X**

PVP 2.880'00 €

OFERTA

**2.592'00 €**

**6.0X**

PVP 3.040'00 €

OFERTA

**2.736'00 €**

**7.5X**

PVP 3.280'00 €


OFERTA

**2.952'00 €**

¿Quieres saber cuál es la **lupa adecuada** para ti ?

**Déjate asesorar** por nuestro equipo de optometristas y especialistas de producto.

Todas nuestras lupas son personalizables:



Distancia interpupilar a medida



Distancia de trabajo de 350 a 500 mm



Posibilidad prescripción ocular

# Sistemas de luces

Incluso en buenas condiciones de iluminación, el objetivo a observar en la cavidad oral resulta difícil de apreciar en todo su detalle.

Los sistemas de luces de Vittrea proporcionan un haz de luz brillante y concentrado coaxial con la línea de visión, eliminando sombras y ayudando a ver en las áreas más difíciles.

- ✓ Maximizan el rendimiento de la magnificación
- ✓ Aumentan la definición de los detalles

- ✓ Mejoran el contraste
- ✓ Reproducen los colores de forma natural



**Novedad**



## Luz LED Butterfly

PVP ~~1.270'00~~ €

OFERTA  
**1.180'00 €**

Intensidad de luz optimizada: **35.000 lx**

## Luz LED Butterfly-S

PVP ~~1.370'00~~ €

OFERTA  
**1.250'00 €**

Con incremento de intensidad: **55.000 lx**

### Características:

- Inalámbrica
- Control táctil de encendido y regulación de intensidad
- Filtro amarillo externo
- Temperatura de color natural
- Alta autonomía de uso gracias a su pack de 3 baterías



Comprando tu lupa consigues un

**30%**

de descuento en tu sistema de iluminación



## Luz LED Orchid-F

PVP ~~1.200'00~~ €

OFERTA  
**1.090'00 €**

### Características:

- Alta intensidad de luz: 60.000 lx
- Varios niveles de regulación de intensidad
- Filtro amarillo incorporado
- Temperatura de color natural
- Gran autonomía de uso gracias a su pack de 2 petacas



Advanced



Basic

# Flexion

The microscope family



Advanced SU



Twin




“ Cuando algo tan simple como ver te hace diferente. ”

**Dr. José Conde País**  
ENDODONCISTA



# Microscopio Flexion



Óptica



Documentación



Iluminación



Ergonomía



Diseño

## Máxima precisión para los procesos más exigentes.

Sus amplios rangos de aumentos y su iluminación de alta calidad permiten realizar tratamientos más precisos y menos invasivos. Gracias a su innovador sistema de lentes apocromáticas, proporciona una imagen nítida y perfecta, también para documentación. Su exclusivo diseño minimalista y su intuitivo control de ajustes ofrece una inmejorable experiencia de usuario.

### Sensor Remoto

Documentación de casos clínicos con solo un click



### Protector Hidrofóbico

Tratamiento de lentes para una visión clara y nítida



### Adaptador Smartphone

Conector de smartphone para documentación y recarga



### Flexion Basic

OFERTA  
**13.900<sup>'00</sup> €**

REGALO  
Silla microscopio Ergo Support



### Flexion Advanced Sensor Unit

OFERTA  
**19.990<sup>'00</sup> €**

Incluye nuevo ajuste rueda de distancia interpupilar

REGALO  
Cámara Sony Alpha 6400  
Silla microscopio Ergo Support



# Microscopio Advanced

Calidad óptica excelente para  
visualización y documentación

## Sistema de lentes optimizado

Lentes de mayor tamaño  
y tratamientos mejorados  
para una imagen más  
brillante y nítida

Controles intuitivos de fácil manejo



## MonoGlobe

Sistema de movimiento fluido  
para conseguir la perfecta  
postura ergonómica



## Ajuste distancia interpupilar

Fácil de ajustar con una sola  
mano, rango 55-75 mm

## Unidad de sensor remoto

Control táctil de  
captura de foto y  
grabación vídeo

## Protector hidrofóbico (HPC)

Tratamiento protector en el objetivo  
con recubrimiento hidrofóbico (HPC)  
para una visión clara y nítida



### Puertos de imagen 4K, HD y Smartphone

Compatible con las últimas cámaras del mercado (APS-C y Full Frame). Sistema de retroalimentación continua para cámaras Sony Alpha

### Diafragma de iris

Regula el diámetro del haz de luz

### Filtro naranja

Evita la polimerización de composites en la preparación de materiales de restauración y adhesivos

### Magnificación

5 pasos de magnificación con sistema de lentes apocromáticas

### VarioFocus

VarioFocus2 (200-350 mm) o VarioFocus3 (210-470 mm) para una mayor distancia de trabajo, posición más cómoda y ergonómica

# Microscopio Flexion Twin



**Novedad**

Pide tu presupuesto  
personalizado

CJ-Optik lanza la línea de microscopios **Flexion Twin** con funcionalidades que dan un paso más allá en la aplicación del **uso de la magnificación**.

- **Flexion<sup>Twin</sup> Blue**
- **Flexion<sup>Twin</sup> White**




## Dos modelos

El nombre "Twin" indica que ambos modelos están equipados con dos fuentes de luz LED. Mientras que el **Twin Blue** utiliza su luz fluorescente para representar los límites y las transiciones normalmente invisibles entre el material del diente y los empastes, el **Twin White** tiene toda la potencia de dos LED que penetran incluso en los conductos radiculares más profundos.

## Flexion Twin Blue


### Visibilidad por fluorescencia

Este modelo está equipado con una luz LED de color blanco y un segundo LED de color azul oscuro que mejora la identificación de materiales de restauración, sarro y caries.



#### Fluorescence System

Potencia la visualización de material restaurador, placa, sarro y caries.



#### Antiglare System

Elimina los reflejos no deseados para ver con aún más nitidez.

#### Sistema de filtros selectivos

Flexion Twin cuenta con un **filtro natural** para facilitar el trabajo con composite, un **filtro naranja** para materiales fotopolimerizables y un **filtro verde** para cirugías.

## Flexion Twin White

### Aumento de luz hasta 200.000 lux

Dispone de una segunda luz LED (5.500K) que proporciona un aumento de iluminación hasta 200.000 lux.

Con esta nueva funcionalidad se da un paso más allá, pensando en los especialistas que necesitan un área de tratamiento especialmente bien iluminada y libre de sombras



**El modelo White sustituye el Fluorescence System por la luz adicional, pero seguimos encontrando el Antiglare System, y los filtros Natural Light, Orange y Green, así como el control de brillo para todos los filtros.**



### OFERTA Microscopio Flexion Twin

OFERTA  
**26.990<sup>'00</sup> €**

Blue o White  
*Incluye nuevo ajuste rueda de distancia interpupilar*

**REGALO**  
Silla microscopio Ergo Support



#### REGALO A ELEGIR

Cámara Sony Alpha 6400  
Smartphone iPhone 12



*A elegir codo de cámara o de smartphone*

# Pantallas protectoras

No renuncies a utilizar tu sistema de magnificación. Te ayudará a estar más protegido frente a salpicaduras o gotas y en procedimientos con generación de aerosoles.



## Pantallas de protección para lupas Vítrea

Compatible con todos nuestros modelos de lupas. Disponible en **dos presentaciones:**

Kit completo con  
enganches y 10 pantallas

PVP-135'00-€

OFERTA  
**90'00 €**

Kit de reposición  
de 10 pantallas

PVP-105'00-€

OFERTA  
**70'00 €**



## Protector para microscopios CJ-Optik

- Compatible con todos los modelos de microscopios Flexion
- Material Plexiglas (3 mm)
- Lámina del binocular (21x21 cm aprox.)
- Lámina de la lente objetivo (diámetro 25 cm)
- Fácil de instalar sin herramientas

PVP-135'00-€

Precio protector

OFERTA  
**95'00 €**

# Silla Ergo Support

La postura más saludable y ergonómica de trabajar con tu sistema de magnificación.

La silla Ergo Support permite mantener una postura ergonómica, evitando tensiones musculares en espalda, hombros y cuello. Los innovadores reposabrazos se pueden girar ofreciendo un amplio soporte, lo que la convierte en el complemento perfecto en el uso de microscopios y lupas.



Comprando tu lupa junto a una luz consigues un

**30%**

de descuento en la silla

PVP 1.109,00 €

**OFERTA**  
**949,00 €**

## SOPORTE LUMBAR COMPACTO

Respeto la curvatura natural de la espalda

## TAPICERÍA

Impermeable, resistente y antibacteriana

## AJUSTES SENCILLOS

En altura, ángulo del asiento y del respaldo

## ALTA MANIOBRABILIDAD

Base de aluminio resistente con ruedas grandes

## REPOSABRAZOS GIRATORIO

Cómodo soporte óptimo para tus brazos

## EXCLUSIVO ASIENTO ERGO SHAPE

Garantiza una postura ergonómica estable con un ángulo de la cadera abierto

## PEDAL PARA AJUSTAR ALTURA

Regula la altura sin usar las manos (opcional)



## Diseña la silla a tu gusto

### Stamskin®

Tapicería antibacteriana y resistente. Disponible en una gama de atractivos colores. Combina los colores que más te gusten para la tapicería.




Foto cortesía del Dr. José Aranguren Cangas

¿Quieres estar al  
día de nuestros  
cursos?

VISITA NUESTRA WEB:

[www.vittrea.com/formacion/](http://www.vittrea.com/formacion/)



Para saber más sobre  
magnificación y odontología  
síguenos en nuestro Blog

[www.vittrea.com/blog/](http://www.vittrea.com/blog/)



**Vittrea**



[www.vittrea.com](http://www.vittrea.com)

[hola@vittrea.com](mailto:hola@vittrea.com)  
985 70 93 40



IPG Dental